

Intrafix® Safeset Traslucido

EQUIPO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA TRANSLÚCIDO CON SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN POR GRAVEDAD.

- Punzón transparente de acuerdo a normas ISO. Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre.
- Cámara de goteo con parte superior rígida muy transparente para control de flujo y parte inferior flexible. Traslucida.
- Filtro de partículas de 15 µm, situado en la base de la cámara de goteo, de acuerdo con Normas ISO.
- La cámara está provista de un filtro especial en su base con sistema de seguridad que evita la entrada de aire en el tubo en caso de vaciado total del contenedor de la solución de infusión.
- Regulación de goteo conforme a normas DIN (20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml agua destilada).
- Tubo de 3 × 4,1 mm y 180 cm de longitud. Material Poliuretano (PUR). Traslucido para proteger las medicaciones fotosensibles.
- Rodillo-Regulador del goteo de gran precisión. Su nuevo diseño facilita al usuario el establecimiento requerido de la velocidad de infusión, consiguiendo una máxima estabilidad del flujo durante el tiempo de la infusión. Rueda de desplazamiento suave con identificación táctil de la posición cerrado. De fácil manipulación con una sola mano.
- Conexión Luer-Lock, con tapón hidrófobo que permite el cebado de la línea automáticamente. Evita la salida de solución por la conexión, eliminando molestos goteos y minimizando una posible contaminación de la conexión al paciente. Permite administrar la dosis completa al paciente sin riesgo de pérdidas por goteo. Compatible con catéteres y accesorios de uso intravenoso de conexión Luer Lock.

- Exento de látex, PVC y DEHP. Cumple con ISO 8536.
- Envase con completa información del producto y con una fácil identificación de cada modelo.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/100 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura.
- Método de esterilización: Rayos Gamma
- Caducidad: 2 años
- Código: 4063131

