

Intrafix® Safeset toma Y Caresite™

EQUIPO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA CON SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN POR GRAVEDAD. TOMA EN Y CON VALVULA SIN AGUJA.

- Punzón transparente de acuerdo a normas ISO. Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre.
- Cámara de goteo con parte superior rígida muy transparente para control de flujo y parte inferior flexible.
- Filtro de partículas de 15 µm , situado en la base de la cámara de goteo, de acuerdo con Normas ISO.
- La cámara está provista de un filtro especial en su base con sistema de seguridad que evita la entrada de aire en el tubo en caso de vaciado total del contenedor de la solución de infusión.
- Regulación de goteo conforme a normas DIN (20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml agua destilada).
- Tubo de 3 × 4,1 mm y 210 cm de longitud. (180 cm + TY + 30 cm) Material PVC exento de DEHP.
- Rodillo-Regulador del goteo de gran precisión. Su nuevo diseño facilita al usuario el establecimiento requerido de la velocidad de infusión, consiguiendo una máxima estabilidad del flujo durante el tiempo de la infusión. Rueda de desplazamiento suave con identificación táctil de la posición cerrado.
- Conexión Luer-Lock, con tapón hidrófobo que permite el cebado de la línea automáticamente. Evita la salida de solución por la conexión, eliminando molestos goteos y minimizando una posible contaminación de la conexión al paciente. Permite administrar la dosis completa al paciente sin riesgo de pérdidas por goteo.

- Con toma Y provisto de una válvula Caresite™ sin aguja, para evitar los pinchazos accidentales. La conexión con el tubo está diseñada especialmente para evitar volúmenes residuales, aire o espacios muertos.
- Características de la válvula Caresite™:
 - Conexión tipo Split Septum, superficie totalmente lisa que facilita la desinfección.
 - Transparente y con mínimo volumen residual 0.2 ml.
 - Resistencia a la presión: 300 psi.
 - Número de activaciones: 1.000
 - Flujo: 9/12 litros hora.
 - Compatible con resonancia magnética.
 - Presión positiva, aunque estando incluida en el equipo de infusión continua, esta característica no aplica..
 - Materiales: Silicona y Policarbonato.
 - Exento de látex y DEHP
 - Resistente a lípidos
- Envase con completa información del producto y con una fácil identificación de cada modelo.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/100 unidades
- Envase unitario estéril de fácil apertura.
- Método de esterilización: EO
- Caducidad: 5 años
- Código: 4063004C

