


BOLSAS DE RESUCITACIÓN



- Sistema ideal para ventilar a un paciente que no respira aire ambiente u oxígeno puro de forma controlada
- Una válvula permite el llenado de los pulmones con la compresión de la bolsa
- Salida pasiva del CO2 exhalado con el relleno de la bolsa
- Se puede suministrar:
 - aire ambiente
 - oxígeno de fuente externa (botella o concentrador)
- Puede ser usada con:
 - tubo endotraqueal
 - mascarilla
- Bolsas pequeña y mediana con válvula de sobrepresión limitada a 40 cm H2O
- Conexión para manómetro y válvula PEEP (opcionales no incluidos)



	PESO	Vmax	Frmx	Código
• Grande	>30 kg	900 ml	92 rpm	32346B10
• Mediana	7-30 kg	360 ml	168 rpm	32346B11
• Pequeña	< 7 kg	175 ml	180 rpm	32346B12



MASCARILLAS DE OXIGENACIÓN

VetCare®

- Recuperación de animales con necesidad de oxígeno suplementario por problemas respiratorios
- Suministro de oxígeno a pacientes con distrés respiratorio (insuficiencia respiratoria grave por edema pulmonar)
- Pacientes que han inhalado humo o rescatados de incendios
- Conexión a tubo de oxígeno o conexión de 22mm para circuito de anestesia
- Válvulas laterales para permitir la inhalación y exhalación
- Flujo aproximado de O₂:
 - Felino 1-3 litros O₂
 - Canino pequeño 3-5 litros O₂
 - Canino grande 5-7 litros O₂

	Código
Canino grande	32490B10
Canino pequeño	32490B15
Felino	32490B16
Kit 3 mascarillas	V7148



****Incluyen línea de oxígeno****