



RESPIRONICS®

EverFlo™

El concentrador de oxígeno
compacto y silencioso

EverFlo™

El concentrador de oxígeno compacto y silencioso

Características

Caudalímetro

Insertado en la carcasa para evitar roturas
Caudal de oxígeno hasta 5 litros por minuto



Soporte para humidificador

Compatible con todo tipo de botellas y cierre con Velcro®



Conector de oxígeno metálico

Para mayor durabilidad



Panel de encendido

Con botón on/off e indicadores de alarmas



Asa superior y ruedas

Para un fácil transporte con una sola mano



Descripción

EverFlo™ es el concentrador de oxígeno más pequeño, ligero, silencioso y de más bajo consumo de los existentes en el mercado. Su diseño ergonómico hace que sea más fácil de guardar, mover o transportar en su clínica. EverFlo™ es un concentrador de oxígeno de mínimo mantenimiento que se ha diseñado para lograr un funcionamiento regular y sin problemas.

Especificaciones

Caudal:	0,5 a 5 litros por minuto
Oxígeno:	90 % +/- 3 % a 5 lpm
Consumo:	295 W
Nivel de ruido:	43 dBA
Alarmas:	Baja prioridad: % O2 > 70 % Alta prioridad: % O2 < 70 %
Mantenimiento:	Filtro de entrada al compresor cada 2 años (1038831) Filtro microdisk cada 5 años (520B) Revisión compresor tras 25.000 horas de uso
Alimentación:	230 V / 50 Hz
Dimensiones:	58 x 38 x 24 cm
Peso:	14 kg
Código de producto:	1020006

B. Braun VetCare S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes Tel.: 902 47 47 01 | Fax: 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-veterinaria.es