

B. Braun Surgical Manipler® AZ

La solución sencilla para el cierre de piel




Sutura cutánea fiable y cómoda



Manipler® AZ

La solución sencilla para el cierre de piel

Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura cutánea que proporciona un cierre de piel rápido al finalizar la intervención quirúrgica. Un sistema seguro y de máxima fiabilidad.



El posicionamiento preciso de los puntos metálicos minimiza la cicatriz

Sutura mecánica cutánea

- **Ligera y ergonómica**
Manejo cómodo y preciso en cualquier circunstancia.
- **Diseño exclusivo del cabezal de aplicación**
La especial angulación del cabezal proporciona una perfecta visibilidad de la zona de aplicación del punto. Su indicador frontal permite el centrado del punto.
- **Superficie superior redondeada**
Ausencia total de ángulos, mejorando la visibilidad de la herida a suturar.
- **Superficie inferior con tope antideslizante**
Facilita la sujeción firme de la máquina de forma intuitiva.
- **Sistema antiatasco**
Asegura la correcta dispensación de puntos evitando su superposición.
- **Visor lateral de puntos metálicos**
Permite saber en todo momento el número de puntos disponibles.

Pinza extractora de puntos


- **Dos modelos: un solo uso o reutilizable**
Permite seleccionar el producto más adecuado a cada necesidad.
- **Diseño exclusivo**
Sencilla, eficaz y atraumática.
- **Control intuitivo**
Diseño ergonómico.
Retira los puntos de forma fiable y controlada.



MVET0002


Cabezal y mango diseñados para una angulación óptima

Máxima visibilidad de los bordes de la herida y estabilidad en la aplicación del punto.



Aplicación automática del punto

Manipler® AZ permite aplicar los puntos en cualquier dirección, liberándolos suavemente y sin tracción.



Puntos metálicos rectangulares recubiertos de teflón

Gran capacidad de penetración a través de la piel sin dañarla. El recubrimiento de teflón facilita el atraumatismo durante la aplicación y retirada del punto.



Retirada de puntos sencilla y atraumática

Debido al especial perfil y recubrimiento de los puntos.



Presentaciones

Ref.	Descripción	Nº de puntos	Dimensiones punto		Uds./Caja
			Ancho	Alto	
783 100	Manipler® AZ	35	6.9 mm	3.6 mm	6
783 101	Pinza extractora de puntos desechable				6
783 102	Pinza extractora de puntos reutilizable				1

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí
(Barcelona)

Servicio Atención Clientes

Teléfono+*! # %& ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

7ax+*! # %& ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

e-mail: Rev_TZ_TJZ_eVzVetRd@bbraun.com

www.bbraunI gVetRd/d