



Nuevas suturas extralargas B. Braun VetCare



90 y 120 cm
de longitud
de hilo

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01 | Telefax 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

MVET0331C1
04/15

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Gama XL – 90 cm

■ Calibres disponibles* 4/0–1 USP

■ Suturas


Monosyn®	Safil®	Premilene®
MonoPlus®	Softcat®	Supramid®
Novosyn®	Dafilon®	Silkam®

■ Agujas

HS26	DS19	HS30
HR26	HS37s	DS24

■ Comodidad en el anudado de los últimos puntos

■ Evita la necesidad de abrir un segundo sobre de sutura



30%
más de
sutura**



*no todas las combinaciones de calibre, sutura y aguja están disponibles
**aproximadamente

Gama XXL – 120 cm

- Calibres disponibles*

4/0-1 USP

- Suturas

Monosyn®
MonoPlus®

Novosyn®
Safil®

Premilene®

- Agujas

HS26
HR26


DS19

HS37s


- La mejor opción para la cirugía en animales de tamaño grande

- Ideal en cirugías en las que se realizan muchas ligaduras, etc. (por ej. mastectomías)

- Gran ahorro económico en sobres de sutura



70%
más de
sutura**



*no todas las combinaciones de calibre, sutura y aguja están disponibles

**aproximadamente