

Aesculap® Retrieval Bag



Aesculap Endoscopic Technology

NEW PATTERNS

Retrieval Bag

Bergebeutel



EJ022SU


Retrieval bag with memory wire

- Easy intra-abdominal opening and insertion of tissue
- Simple intra-abdominal closure
- Extremely stable, transparent bag
- Tapered bag design for easier removal
- For use with 10 mm trocars
- Insertion sleeve for easy insertion
- Bag volume 210 ml

Bergebeutel mit Memorydraht

- Einfaches intraabdominelles Öffnen und Einbringen des Resektats
- Memorydraht zum einfachen intraabdominellen Verschluss
- Extrem stabiler, transparenter Beutel
- Konische Beutelform zum einfachen Entfernen
- Zur Verwendung mit 10 mm Trokaren
- Einführhülse zum leichten Einbringen
- Beutelvolumen 210 ml






Detachable retrieval bag

- Self-opening
- Bag can be opened and closed intraoperatively
- Bag can be intraoperatively detached
- Extremely stable, transparent bag
- For use with 10 mm trocars
- Insertion sleeve for easy insertion


Abwerfbarer Bergebeutel

- Selbstöffnend
- Intraoperatives Öffnen und Schließen des Beutels möglich
- Beutel kann intraabdominell abgelöst werden
- Extrem stabiler, transparenter Beutel
- Zur Verwendung mit 10 mm Trokaren
- Einführhülse zum leichten Einbringen



EJ023SU

- Self-opening with metal ring
- Bag volume 260 ml
- Selbstöffnend durch Drahtspange
- Beutelvolumen 260 ml



EJ024SU

- Self-opening with metal ring
- Bag volume 720 ml
- Selbstöffnend durch Drahtspange
- Beutelvolumen 720 ml



EJ025SU

"Simple" retrieval bag

- Simple, low-cost retrieval bag
- Red cord for secure bag holding
- Extremely stable, transparent bag
- For use with 10 mm trocars
- Insertion sleeve for easy insertion
- Bag volume 200 ml

Bergebeutel „Simple“

- Preiswerter und einfacher Bergebeutel
- Rotes Band zum sicheren Greifen des Beutels
- Extrem stabiler, transparenter Beutel
- Zur Verwendung mit 10 mm Trokaren
- Einführhülse zum leichten Einbringen
- Beutelvolumen 200 ml



Cat. No. Art.-Nr.	Description Bezeichnung	Size Größe	Volume Volumen	Trocar Ø Trokar Ø	Pieces/Pack Stück/Pack
EJ022SU	Retrieval bag with memory wire Bergebeutel mit Memorydraht	85 x 160 mm 85 x 160 mm	210 ml 210 ml	10 mm 10 mm	10 pieces 10 Stück
EJ023SU	Detachable retrieval bag Abwerfbarer Bergebeutel	90 x 150 mm 90 x 150 mm	260 ml 260 ml	10 mm 10 mm	5 pieces 5 Stück
EJ024SU	Detachable retrieval bag Abwerfbarer Bergebeutel	130 x 170 mm 130 x 170 mm	720 ml 720 ml	10 mm 10 mm	5 pieces 5 Stück
EJ025SU	"Simple" retrieval bag Bergebeutel „Simple“	76 x 150 mm 76 x 150 mm	200 ml 200 ml	10 mm 10 mm	20 pieces 20 Stück

Single use product

Steriles Einmalprodukt



Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 0 74 61 95-0 | Fax +49 0 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

The main product trademark 'Aesculap' is a registered trademark of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved.
This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Brochure No. C23211

0113/1.0/4