

DESTILADOR DE AGUA ECOWATER ECOWATER TUTTNAUER

Alta eficiencia y seguridad de uso

- Destila 4 litros de agua en 3,5 horas
- Tapa con bisagras y cámara de condensación sellada
- Base de calentamiento fabricada con teflón
- Desconexión automática al finalizar el ciclo
- Incluye pack limpiador para la cámara de ebullición



Código	Descripción
Volumen de llenado	4 litros
Capacidad de destilación	1 litro por hora
Dimensiones (alto x ancho x largo)	390 x 290 x 290 (mm)
Peso	4 Kg.
Potencia	500 W.