

Material de protección B. Braun VetCare

Compromiso con un tratamiento seguro y eficaz



Guantes de cirugía


Vasco – Los guantes de cirugía a medida



Los guantes de cirugía OP están diseñados para cumplir con las más altas exigencias en el quirófano y ambientes estériles. Su forma anatómica garantiza un ajuste perfecto y gran comodidad, reduciendo la fatiga de la mano. Tratamientos sofisticados reducen al mínimo las sustancias sensibilizantes del material, resultando en una excelente tolerancia de la piel.

Cuando se necesitan niveles de seguridad extraordinariamente altos se recomienda el uso de guantes dobles, ya sean dos pares de guantes de cirugía o uno de guantes de exploración y otro de guantes estériles.

El uso de dos pares de guantes reduce el riesgo de contaminación en entornos clínicos y salas limpias.



Todos los guantes de cirugía **Vasco®** son estériles y se presentan en pares derecho/izquierdo en paquetes de papel con bolsa desplegable.

Producto	Talla	Unidades	Referencia
Vasco® OP Free, estéril	Sin látex (Poliisopreno), sin polvo		
Especialmente bien tolerados en casos de intolerancia al látex o alergias	6	40 pares	9208305
	6,5	40 pares	9208313
	7	40 pares	9208321
	7,5	40 pares	9208330
	8	40 pares	9208348
	8,5	40 pares	9208356
	9	40 pares	9208364
Vasco® OP Sensitive, estéril	Látex, sin polvo		
Revestimiento interior sintético para mejor colocación Excelente tolerancia cutánea Agarre seguro	6	40 pares	6081002
	6,5	40 pares	6081010
	7	40 pares	6081029
	7,5	40 pares	6081037
	8	40 pares	6081045
	8,5	40 pares	6081053
	9	40 pares	6081060
Vasco® OP Protect, estéril	Látex, con polvo		
Ligeramente empolvado Revestimiento interior para facilitar la colocación Alta sensibilidad táctil	6	50 pares	6035000
	6,5	50 pares	6035019
	7	50 pares	6035027
	7,5	50 pares	6035035
	8	50 pares	6035043
	8,5	50 pares	6035051
	Vasco® Surgical Powder-Free, estéril	Látex, sin polvo	
Guante de cirugía estándar de látex sin polvo	6	50 pares	6081101
	6,5	50 pares	6081111
	7	50 pares	6081121
	7,5	50 pares	6081131
	8	50 pares	6081141
	8,5	50 pares	6081151
	9	50 pares	6081161
Vasco® Surgical Powdered, estéril	Látex, con polvo		
Guante de cirugía estándar de látex con polvo	6	50 pares	6035200
	6,5	50 pares	6035210
	7	50 pares	6035220
	7,5	50 pares	6035230
	8	50 pares	6035240
	8,5	50 pares	6035250

Guantes de exploración


Control de infección en buenas manos



Las manos son las herramientas más importantes en la atención veterinaria, pero también el origen más frecuente de infecciones.

En B. Braun utilizamos guantes de examen y de protección para ayudar a proteger a los trabajadores de la clínica veterinaria en todo el entorno clínico. Los guantes **Manufix®**, **Vasco®** y **Manyl®** están fabricados y controlados por la norma EN 455.

El continuo análisis de las proteínas en los guantes de látex sin polvo muestran bajos niveles de la proteína del látex (<30 mg/g). En caso de alergia al látex, pueden utilizarse los guantes de alta calidad sin látex con nitrilo como **Vasco® Nitril light**, **Manufix® Free** o los fabricados con vinilo **Manyl®**.












Fortalezas y debilidades de los materiales de los guantes










	Poliisopreno sintético	Látex de caucho natural	Nitrilo	Vinilo
Comodidad	****	****	**	*
Agarre	****	****	***	**
Resistencia a la tensión	****	****	***	*
Resistencia a la perforación	**	**	****	*
Elongación	800%	800%	600%	300%
Resistencia química	***	***	****	**

El doble guante disminuye de manera significativa las perforaciones en el guante interno. En caso de entrada de líquido a través del guante exterior, una mancha oscura se vuelve inmediatamente visible al combinar un guante interno azul y un segundo guante (externo) blanco – los guantes se

pueden cambiar al instante. Las características de resistencia de dos materiales diferentes se unen, aumentando la resistencia global por la combinación de guantes sintéticos y de látex natural.

Producto	Talla	Unidades	Referencia
Vasco® Powdered, no estéril Guante de exploración estándar de látex con polvo 	Látex, con polvo		
	S	100 uds	6066526
	M	100 uds	6066542
	L	100 uds	6066569
Vasco® Basic, no estéril Guante de exploración de látex sin polvo clorado 	Látex, sin polvo		
	XS	100 uds	6066608
	S	100 uds	6066616
	M	100 uds	6066624
	L	100 uds	6066632
	XL	90 uds	6066640
Vasco® Sensitive, no estéril Guante de exploración de látex sin polvo con recubrimiento 	Látex, sin polvo		
	XS	100 uds	6067500
	S	100 uds	6067526
	M	100 uds	6067549
	L	100 uds	6067565
	XL	90 uds	6067590
Vasco® Nitril Light, no estéril Guantes ultrasensibles de nitrilo fino Revestimiento interior libre de látex Superficie microrrugosa y área de los dedos texturizada 	Nitrilo, sin polvo, 0,05 mm		
	XS	100 uds	9207708
	S	100 uds	9207716
	M	100 uds	9207724
	L	100 uds	9207732
	XL	90 uds	9207740
Manufix® Free, no estéril Guante de exploración de vinilo sin polvo 	Nitrilo, sin polvo, 0,08 mm		
	S	100 uds	9209670
	M	100 uds	9209689
	L	100 uds	9209697
	XL	90 uds	9209698
Manyl® Powdered, no estéril Guantes de exploración de vinilo con polvo 	Vinilo, con polvo		
	S	100 uds	6090117
	M	100 uds	6090133
	L	100 uds	6090150
Manyl® Sensitive, no estéril Guante de exploración de vinilo sin polvo 	Vinilo, sin polvo		
	S	100 uds	6090210
	M	100 uds	6090230
	L	100 uds	6090250

Ropa de protección

Producto		Modelo/Talla	Color	Unidades	Referencia
Gorros Surgical					
No contiene polipropileno		 entero	verde	100 uds	6111500
		 cintas	verde	100 uds	6111501
		 elástico confort	verde	100 uds	6111502
		 elástico básico	azul	100 uds	6111503
		 elástico básico	verde	100 uds	6111504
Mascarilla quirúrgica Visma®					
Máscaras tipo II según EN 14683:2005 Eficacia de filtración bacteriana (BFE) \geq 98% Resistencia respiratoria $< 29,4 \text{ Pa/cm}^2$ No contiene látex		Mascarilla Visma® elástica		50 uds	6120600
		Mascarilla Visma® de cinta		50 uds	6120601
Calzas					
Para uso clínico De polipropileno		Talla única		100 uds	6150519
Manuplast®, no estéril					
Para uso no médico		S		100 uds	6075010
		L		100 uds	6075053

