



MonoPlus®

Sutura monofilamento absorbible a largo plazo

La duradera 

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



MonoPlus®

Material de sutura absorbible



CUANDO LA SUTURA TIENE QUE SER DURADERA

- Perfil de degradación diseñado cuando se necesita un soporte de la herida prolongado
- Amplia gama de combinaciones aguja/hilo
- Anudado seguro
- Ausencia de capilaridad
- Atraumática
- Alta manejabilidad gracias a su flexibilidad

INDICACIONES



Cirugía ortopédica



Cirugía del tracto gastrointestinal



Cierre de la pared abdominal

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poli (p-dioxanona)
Calibres	USP 7/0 – USP 2
Color	Violeta
Tiempo de absorción	~ 35 días
Retención de la fuerza tensil	~ 35 días 50%
Absorción completa del material	~ 180 – 210 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

Producto	Código	Caja
MonoPlus®		
MonoPlus Violet 1 HS37s - 70 cm	G0024158	12
MonoPlus Violet 1 HS37s - 90 cm	G0024116	12
MonoPlus Violet 1 (4) HR37 (M) DDP - 90 cm	G0024448	12
MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	G2024187	12
MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	C2024187	36
MonoPlus Violet 0 HS37s - 90 cm	G0024115	12
MonoPlus Violet 0 (3,5) HS37S (M) DDP - 90 cm	C0024115	36
MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024027	12
MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M)RCP - 70 cm	C2024027	36
MonoPlus Violet 0 (3,5) HRT37 (M) DDP - 90 cm	C0024517	36
MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	G2024186	12
MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	C2024186	36
MonoPlus Violet 2/0 HS26s - 120 cm	G0024028	12
MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024026	12
MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	C2024026	36
MonoPlus Violet 2/0 (3) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C2024306	36
MonoPlus Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm	G2024990	12
MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm	G0024185	12
MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm	C0024185	36
MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024025	12
MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm	C2024025	36
MonoPlus Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C2024305	36
MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR22 (M) RCP - 70 cm	G2024134	12
MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024024	12