




# Optilene®

## Sutura monofilamento no absorbible

La flexible 

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



Descubre la extensa  
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS  
CONTENIDO DE INTERÉS



# Optilene®

## Material de sutura no absorbible



### FLEXIBILIDAD PARA UN CONFORT EXCEPCIONAL

- Superficie suave y lisa
- Elevada y duradera fuerza tensil
- Excelentes propiedades de elasticidad y elongación
- Seguridad permanente en el anudado

### INDICACIONES



Cirugía vascular




Sutura de tendones y cápsula articular



Cierre de la piel y de hernias



Oftalmología



### CARACTERÍSTICAS

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Estructura                    | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química           | Polipropileno/Polietileno   |
| Calibres                      | USP 10/0 – USP 2            |
| Color                         | Azul                        |
| Retención de la fuerza tensil | No absorbible               |

### REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

| Producto                                | Código   | Caja |
|---|----------|------|
| Optilene®                               |          |      |
| Optilene RacePack 1 HS40 - 75 cm        | G3090287 | 12   |
| Optilene RacePack 0 DS24 - 75 cm        | C3090237 | 36   |
| Optilene RacePack 0 HR37 - 75 cm        | C3090052 | 36   |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm      | G3090270 | 12   |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm      | C3090270 | 36   |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 90 cm      | G3095958 | 12   |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 120 cm     | G3095959 | 12   |
| Optilene Racepack 2/0 HRC26 - 75 cm     | C3090474 | 36   |
| Optilene RacePack 2/0 DS24 - 75 cm      | G3090236 | 12   |
| Optilene RacePack 3/0 DS24 - 75 cm      | C3090235 | 36   |
| Optilene Racepack 3/0 HRC26 - 75 cm     | C3090473 | 36   |
| Optilene Racepack 3/0 HRC17 - 75 cm     | C3090579 | 36   |
| Optilene RacePack 3/0 DS30 - 75 cm      | C3090246 | 36   |
| Optilene RacePack 3/0 DSMP19 - 75 cm    | C3090674 | 36   |
| Optilene RacePack 4/0 HR26 CV - 75 cm   | C3090040 | 36   |
| Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm      | G3090234 | 12   |
| Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm      | C3090234 | 36   |
| Optilene Racepack 4/0 HS21 - 75 cm      | C3090460 | 36   |
| Optilene RacePack 4/0 DS19 - 75 cm      | C3090520 | 36   |
| Optilene RacePack 5/0 DS19 - 75 cm      | G3090519 | 12   |
| Optilene RacePack 5/0 2XHR13 CV - 75 cm | C3090954 | 36   |

