

CHEMO MINI SPIKE ONCOLOGIA

Filtro para la reconstitución de fármacos citostáticos.

Compuesto de:

- Filtro de aire antibacteriano de 0,2 μ y gran superficie, para la retención de aerosoles.
Material de la membrana: Supor®
- Punzón fino que permite el vaciado, sin residuos, de los frascos más pequeños.
- No contiene látex

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: C/50

Código: 412014

