

### CHEMO MINI SPIKE PLUS®

Filtro para la preparación, reconstitución y extracción segura de agentes citostáticos, con retención de aerosoles tóxicos y de partículas.

Compuesto de:

- Filtro de aire antibacteriano de 0,2  $\mu$  y gran superficie, resistente a la presión, con retención de aerosoles. Material de la membrana: Supor®
- Filtro de 5  $\mu$  para la retención de partículas, con gran superficie de filtrado. Adaptado a preparados citostáticos. Material de la membrana: Versapor®
- Punzón especial de fácil penetración sin esfuerzo, base asidero de gran superficie y conector de jeringa protegido mediante tapa de cierre hermético. De fácil manipulación con una sola mano.
- No contiene látex
- Cumple con la Normativa UNE EN 20594-1

Método de esterilización: R

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: C/50

Código: 4550340

