

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

CHEMO MINI SPIKE PLUS® CON MICRO TIP

Filtro para la preparación, reconstitución y extracción segura de agentes citostáticos, con retención de aerosoles tóxicos .

Compuesto de:

- Filtro de aire antibacteriano de 0,2 μ y gran superficie, resistente a la presión, con retención de aerosoles.
- Punzón especial de reducido tamaño especial para su aplicación en pequeños viales, y donde estén contraindicados punzones estándar. Sin aguja, evita posibles pinchazos accidentales.
- Punzón que facilita la penetración sin esfuerzo en todo tipo de tapones. Base asidero de gran superficie y conector de jeringa con especial diseño para evitar goteos y protegido mediante tapa de cierre hermético. De fácil manipulación con una sola mano.
- No contiene látex
- Cumple con la Normativa UNE EN 20594-1

Método de esterilización: R

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: C/50

Código: 4550536

