

Conector Safeflow

CONECTOR PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA, CON SISTEMA DE VÁLVULA DE DOBLE DIRECCIÓN. DISEÑO DE TECNOLOGÍA SPLIT-SEPTUM

- Para la realización de terapias intermitentes sin necesidad de utilizar agujas.
- Transparente con conexión totalmente lisa y fácil de desinfectar (Split-Septum).
- Volumen interno: 0,09 ml.
- Volumen Infusión: 360 ml/min.
- Desplazamiento levemente negativo: -0,02ml
- Tamaño: 2,3 cm.
- Materiales: Policarbonato resistente a lípidos y silicona.
- Resistencia a la presión: 30 psi. (2,06 bar).
- Número de activaciones: 300.
- Libre de PVC, DEHP y látex.
- Compatible con cualquier conexión: Luer y Luer-Lock.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/50 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura mediante pestaña.
- Etiquetado denominación, iconos de identificación y código de barras.
- Caducidad: 5 años
- Código: 409100H

