

Conector Safsite

CONECTOR PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA, CON SISTEMA DE VÁLVULA DE DOBLE DIRECCIÓN.

- Para la realización de terapias intermitentes sin necesidad de utilizar agujas, eliminando el riesgo de pinchazos accidentales.
- Material: Policarbonato. Válvula interna de silicona. Sin piezas metálicas en su composición. Transparente para identificar volumen residual.
- La válvula Safsite® se abre al insertar una conexión Luer o Luer-Lock.
- Con tapón protector. La válvula protegida por el tapón permite mantener la higiene del conector y el dispositivo cerrado completamente.
- Volumen infusión: 400ml/min. Su alto flujo a través de una canal de infusión amplio, no produce hemólisis. Volumen interno: 0.12 ml.
- Compatible con sangre, lípidos, citostáticos y hemoderivados.
- Resistencia a la presión: 3,1 bar.
- Número de usos: ilimitado.
- Libre de PVC y látex

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/50 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura mediante pestaña.
- Etiquetado denominación, iconos de identificación y código de barras.
- Método de esterilización: EO
- Caducidad: 5 años
- Código: 4091000

