

Cytoset® Line

ALARGADERA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS O PRE-MEDICACIÓN SIN RIESGO DE GOTEOS.

Para conectar con los equipos de administración del tratamiento de quimioterapia Cyto-Set® Infusomat Space que incorporan válvulas antirreflujo en la conexión con las alargaderas.

- Punzón perforador de plástico rígido de fácil deslizamiento en los envases. Con toma de aire y filtro antibacteriano protegido con tapón. Válvula antirreflujo adicional incorporada.
- Conexión con Luer-Lock flotante de seguridad con tapón que incorpora filtro hidrófobo, que facilita la eliminación del aire y ceba automáticamente la línea evitando posibles goteos.
- Conexión de la alargadera al equipo mediante conexión Luer-Lock de seguridad. Una señal auditiva y táctil "clic" confirma la perfecta conexión y garantiza la estanqueidad del sistema. Elimina el riesgo de fugas.
- Material: Poliuretano (PUR). No contiene PVC ni DEHP. Exento de látex.
- Longitud total 35 cm.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/20 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura mediante pestaña.
- Etiquetado denominación, iconos de identificación y código de barras.
- Método de esterilización: EO
- Caducidad: 2 años
- Código: A2981NF

