

FILTRO INYECCION STERIFIX 0,2 PEONZA

Filtro de inyección-aspiración

- Membrana de Nylon de 0,2 micras
- Flujo de 180 ml/min. a una presión de 3,1 bar.
- Material de la carcasa MBS. Sin PVC
- Antibacteriano.
- Retención de partículas.
- Con forma de peonza
- Resistencia a la presión 5 bar
- Baja adsorción a proteínas
- Conexión Luer-Lock
- No contiene látex

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

En envase unitario estéril

Unidad de venta: c/50 unidades

Código: 4099206

