

INTRAFIX® PRIMELINE LUER-LOCK 150 CM

Equipo de infusión intravenosa con toma de aire para infusión por gravedad.

- Punzón de plástico rígido bicanal, transparente de acuerdo a normas ISO. Con tapón protector. Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre.
- Cámara de goteo con parte superior rígida y muy transparente, para control de flujo y parte inferior flexible. Filtro de partículas de 15 μ , situado en la base de la cámara. Toma de aire.
- Regulación de goteo conforme a normas DIN (20 gotas = 1 ml \pm 0,1 ml agua destilada).
- Tubo de gran transparencia y flexibilidad que facilita el purgado y permite ver posibles burbujas de aire. Diámetro 3 \times 4,1 mm y 150 cm de longitud.
- Material PVC exento de DEHP
- Rodillo-Regulador del goteo de gran precisión. Su diseño facilita al usuario el establecimiento requerido de la velocidad de infusión, consiguiendo una máxima estabilidad del flujo durante el tiempo de la infusión. Rueda de desplazamiento suave con identificación táctil de la posición cerrada.

Con ranura especial que permite colocar el punzón al retirarlo de la botella, y así evitar pinchazos accidentales.

- Conexión LUER-LOCK con protector en el extremo distal.
- Exento de látex.
- Resistente a Lípidos
- Envase con información completa del producto para la fácil identificación de cada modelo en cumplimiento de normas regulatorias CE.

DATOS PRODUCTO

Método de esterilización: R (Gamma)

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril de fácil apertura.

Unidad de venta: c/100.

Código: 4062957E

