

Intrafix® Safeset Llave Discofix

EQUIPO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA CON SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN POR GRAVEDAD.

- Punzón transparente de acuerdo a normas ISO. Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre.
- Cámara de goteo con parte superior rígida muy transparente para control de flujo y parte inferior flexible.
- Filtro de partículas de 15 µm , situado en la base de la cámara de goteo, de acuerdo con Normas ISO.
- La cámara está provista de un filtro especial en su base con sistema de seguridad que evita la entrada de aire en el tubo en caso de vaciado total del contenedor de la solución de infusión.
- Regulación de goteo conforme a normas DIN (20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml agua destilada).
- Tubo 3 × 4,1 mm y 220 cm de longitud. (Fragmento 200 cm + llave de tres pasos Discofix + fragmento de 20 cm). PVC, exento de DEHP.
- Llave Discofix C de seguridad, fabricada con material resistente a roturas o grietas. Con rotación sobre su propio eje para evitar torceduras de la línea y facilitar su manipulación.
- Rodillo-Regulador del goteo de gran precisión. Su nuevo diseño facilita al usuario el establecimiento requerido de la velocidad de infusión, consiguiendo una máxima estabilidad del flujo durante el tiempo de la infusión. Rueda de desplazamiento suave con identificación táctil de la posición cerrado.

- Conexión Luer-Lock, con tapón hidrófobo que permite el cebado de la línea automáticamente. Evita la salida de solución por la conexión, eliminando molestos goteos y minimizando una posible contaminación de la conexión al paciente. Permite administrar la dosis completa al paciente sin riesgo de pérdidas por goteo.
- Exento de látex.
- Envase con completa información del producto y con fácil identificación de cada modelo.

DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/100 udes
- Envase unitario estéril de fácil apertura.
- Método de esterilización: EO
- Caducidad: 2 años
- Código: 4063006

