

MINI SPIKE PLUS® Plus Filter

Filtro para la reconstitución de medicamentos.

Compuesto por:

- Filtro de aire antibacteriano de 0,45 µm resistente a la presión.
Material de la membrana: Versapor®
- Filtro de 5 µm para la retención de partículas, con gran superficie de filtrado.
Extracción segura y rápida incluso con jeringas de gran volumen. Material de la membrana: Versapor®
- Punzón especial de fácil penetración sin esfuerzo, base asidero de gran superficie y conector de jeringa protegido mediante tapa de cierre hermético. De fácil manipulación con una sola mano.
- No contiene látex
- Cumple con la Normativa UNE EN 20594-1

Método de esterilización: R

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: C/50

Código: 4550234

