

## TAPÓN INTERMITENTE LUER-LOCK

Tapón amarillo para colocar en accesos intravenosos o accesorios de infusión para realizar inyección intermitente.

- Material: ABS.
- Con membrana para inyección, exento de látex.
- Conexión Luer-Lock sin riesgo a fugas.
- Anillo con ranuras en la carcasa para sujetar con facilidad incluso con guantes mojados.

Método de esterilización: R

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril.

Unidad de venta: c/100 unidades

Código: 4238010

