





MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETCARE

CONTROL DE TODOS LOS PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA ANESTESIA VETERINARIA



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil 12.1"
- ETCO₂ con tecnología MicroFlow
- Diseño compacto
- Cajón trasero para accesorios
- Nuevo algoritmo de medición de Presiones Arteriales No Invasivas en animales
- ECG multi señal
- Índice de Perfusión integrado en el SPO₂
- Gráficas de tendencias en tiempo real

ESPECIFICACIONES

Pantalla	RM800T-12.1 pulgadas con pantalla táctil; Resolución:1280×800 pixels
Medidas	198 mm(A)* 320 mm(A)* 262 mm(L)
Peso	4 kg
Almacenamiento	Gráficas: 180 horas Alarmas: 3000 Medidas PANI: 2400 Ondas: 72 horas máximo
ECG	
Tipo	5 o 3 cables
Rango de Frecuencia	10-350 lpm
SpO ₂	
Rango de medida	0~100 %
Precisión	70~100 %, ±2 % 0~69 %, no especificado
IP rango	0.05~20.00 %
EtCO ₂	
Método de medida	Sidestream Microflow
Flujo de línea	50±10 mL/min
EtCO ₂ /FiCO ₂ Rango de medidas	0 % 19.7 % (0 mmHg 150 mmHg)
PANI	
Modo de Operación	Manual, Auto, STAT, Secuencia
Método de medida	Oscilometría Automática
Presión de medida del manguito	0~300 mmHg
Parámetros	SYS, DIA, MAP,PR
TEMP	
Rango de medida y precisión	0.0~50.0 (32 ~122), 0.1 or 0.1
RESP	
Rango de medida	0~150 rpm
Precisión	±2 rpm or ±2 %, whichever is greater

