

CONCENTRADOR DE OXÍGENO B. BRAUN VETCARE



CONCENTRADOR DE OXÍGENO B. BRAUN VETCARE

Varios usos en la clínica

- Oxígeno para anestesia
- Recuperación post operatoria
- Cámara de UCI
- Urgencias

Sistema de filtrado avanzado

- Filtro cerámico
- Filtro de entrada de tejido
- Filtro interno
- Humidificador
- Temporizador integrado
- Alarmas integradas (flujo y concentración)
- Silencioso

Especificaciones

Flujo	0-5 L/min
Peso neto	22 kgs.
Rango de potencia	320 VA
Concentración de oxígeno	93 % +/- 3 %
Voltaje	230 V/50 Hz
Presión salida	40-70 Kpa
Dimensiones	300 x 360 x 600 mm
Ruido	>43 dB

