



Monitorización de  
calidad tanto para  
pacientes grandes  
como muy pequeños

## MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA® 120 SEGURIDAD Y CUIDADO DEL PACIENTE

# MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA® 120

- **Versátil:** ofrece parámetros esenciales de serie y avanzados opcionales
- **Flexible:** tres modelos a elegir según las necesidades de la clínica
- **Visible:** pantalla *táctil* a color de 380 mm (15") que proporciona una visión clara de los datos del paciente
- **Fácil de usar:** menú de fácil acceso, teclas fijas y mando rotatorio
- **Con registro incorporado:** almacena hasta 120 horas de tendencias y 1.200 mediciones de presión arterial no invasiva y cuenta con impresora incorporada.
- **Compatible:** todos los modelos se pueden usar junto a un módulo **Scio Four** (medidor de gases)



## Conjunto básico de parámetros esenciales:

El **Monitor Vista120** incluye la medición de los siguientes parámetros:

- **Electrocardiografía** con rango de medición de frecuencia cardíaca de 15 a 350 latidos por minuto
- **Pulsioximetría** Nellcor con rango de medición del 1% al 100%
- **Presión arterial no invasiva** por método oscilométrico con medición manual, auto o continua
- 2 canales de **temperatura** con rango de medición de 0 a 50 °C
- **Impresora** para papel de 48 mm

\* puede mostrar los datos obtenidos con **Scio Four** (CO<sub>2</sub> y agentes anestésicos)

**Adicionalmente** se pueden incorporar progresivamente la medición de los siguientes parámetros:

- 2 **presiones invasivas** (versión que combinada con **Scio Four** ofrece una monitorización completa)
- **Capnografía** mediante técnica de absorción de infrarrojos.

Código	Descripción
Vista120VET	Monitor Vista 120
Vista120PIVET	Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas
Vista120PICO2VET	Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas y capnografía
6871810-5315VET	Scio Four

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
 Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01  
 atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

