

# MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y SIGNOS VITALES

MONITORIZACIÓN EN CONSULTA PARA CHEQUEOS DE SALUD Y DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN, PREQUIRÓFANO, RECUPERACIÓN ANESTÉSICA, SALAS DE URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS MENORES COMO LIMPIEZAS DENTALES



## Tres opciones para controlar el estado del paciente con seguridad

**Fiable:** Tecnología con tolerancia al movimiento proporciona alta tasa de éxito en las lecturas de PA.

**Fácil de usar:** Pantalla táctil e intuitiva

**Preciso:** El algoritmo de PA desarrollado específicamente para animales de compañía.

**Silencioso:** Funcionamiento silencioso y alarmas silenciables para no asustar al animal.

**Rápido:** ¡Toma múltiples mediciones en cuestión de minutos!

**Portátil:** Fácil de transportar entre salas, funciona con pilas o batería recargable según modelo.

**Memoria:** El sistema del Vet20 asegura el almacenamiento de los datos aunque se apague el equipo.

**Promedio:** Se pueden seleccionar las mediciones deseadas para realizar un promedio de PA.

### Opcionalmente:

- Medición en intervalos automáticos o de manera continua de la PA
- Mayor capacidad de memoria
- Conectividad bluetooth para descarga de datos
- Batería recargable Li-Ion
- Medición de temperatura
- Medición de SpO<sub>2</sub>



Características	Vet20	Vet25	Vet30
Tecnología de medición de PA con tolerancia al movimiento	✓	✓	✓
Mediciones de PA seleccionables para calcular la media	✓	✓	✓
Dos tamaños de paciente	✓	✓	✓
Alarmas clínicas editables	✓	✓	✓
7 tamaños de manguitos veterinarios	✓	✓	✓
Adaptador universal CA	✓	✓	✓
Bluetooth para la transmisión de datos	-	✓	✓
Aplicación de PC para informes y tendencias de datos	-	✓	✓
Modo de PA en intervalos	-	✓	✓
Modo de PA continuo	-	✓	✓
Medición de temperatura	-	-	✓
Medición de SpO <sub>2</sub>	-	-	✓
Parámetros visualizados seleccionables	-	-	✓
Almacenamiento de memoria	50	960	960
Tipo de batería	AA alcalina	Recargable Li-Ion	Recargable Li-Ion
Peso	0,59 kg	0,95 kg	1,2 kg

Todos los equipos incluyen el monitor, batería recargable (pilas alcalinas en el VET20), transformador de corriente, 6 manguitos, tubo de paciente y funda protectora.

Además el Vet30 incluye sonda de temperatura y sensor en Y de SpO<sub>2</sub>

Código	Descripción
99-0135-04	VET20 PANI, adaptador CC, funda rosa
99-0170-01	VET25 PANI, adaptador, batería recargable, funda azul
99-0171-02	VET30 PANI-TEMP-SPO2, adaptador, batería recargable, funda verde
98-0240-00	Pack manguitos Luer slip 1 al 6

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
 Tel 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)  
 B. Braun VetCare - a B. Braun company

