



Osteosíntesis
VetCare


Implantes, instrumentos, sets
y técnicas especiales


INDICE

Página	
3	Tornillos para hueso
9	Placas y cuñas
25	Agujas, Clavos y Alambre de Cerclaje
29	Brocas y Tarauds
33	Instrumentos para Osteosíntesis
49	Sets de Osteosíntesis
61	Miscelánea

Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Tornillos para hueso








Tornillo Cortical | 2,4 mm

Diámetro núcleo 1,7 mm | Diámetro tornillo 2,4 mm
Receso hexagonal 1,5 mm | Diámetro cabeza 4,0 mm

Long. mm	Estándar	Autorroscante
6	VB471S	VC471S
7		
8	VB473S	VC473S
9		
10	VB475S	VC475S
11		
12	VB477S	VC477S
14	VB478S	VC478S
16	VB479S	VC479S
18	VB480S	VC480S
20	VB481S	VC481S
22	VB482S	VC482S
24	VB483S	VC483S
26	VB484S	VC484S
28	VB485S	VC485S
30	VB486S	VC486S
32	VB487S	VC487S
34	VB488S	VC488S
36	VB489S	VC489S
38	VB490S	VC490S
40	VB491S	VC491S



Tornillo Cortical | 2,7 mm

Diámetro núcleo 1,9 mm | Diámetro tornillo 2,7 mm
 Receso hexagonal 2,5 mm | Diámetro cabeza 5,0 mm

Long. mm	Estándar	Autorroscante
6	VB531S	VC531S
7		
8	VB533S	VC533S
9		
10	VB535S	VC535S
11		
12	VB537S	VC537S
14	VB538S	VC538S
16	VB539S	VC539S
18	VB540S	VC540S
20	VB541S	VC541S
22	VB542S	VC542S
24	VB543S	VC543S
26	VB544S	VC544S
28	VB545S	VC545S
30	VB546S	VC546S
32	VB547S	VC547S
34	VB548S	VC548S
36	VB549S	VC549S
38	VB550S	VC550S
40	VB551S	VC551S

Tornillo Cortical | 3,5 mm

Diámetro núcleo 2,4 mm | Diámetro tornillo 3,5 mm
 Receso hexagonal 2,5 mm | Diámetro cabeza 6,0 mm





Long. mm	Estándar	Autorroscante
6		
7		
8	VB563S	VC563S
9	VB564S	VC564S
10	VB565S	VC565S
11		
12	VB567S	VC567S
14	VB568S	VC568S
16	VB569S	VC569S
18	VB570S	VC570S
20	VB571S	VC571S
22	VB572S	VC572S
24	VB573S	VC573S
26	VB574S	VC574S
28	VB575S	VC575S
30	VB576S	VC576S
32	VB577S	VC577S
34		
36	VB579S	VC579S
38		
40	VB581S	VC581S
45		
50	VB583S	VC583S

Tornillo Cortical | 4,5 mm

Diámetro núcleo 3,0 mm | Diámetro tornillo 4,5 mm
 Receso hexagonal 3,5 mm | Diámetro cabeza 8,0 mm

Longitud mm	Estándar
14	LA114S
16	LA116S
18	LA118S
20	LA120S
22	LA122S
24	LA124S
26	LA126S
28	LA128S
30	LA130S
32	LA132S
34	LA134S
36	LA136S
38	LA138S
40	LA140S
42	LA142S
44	LA144S
46	LA146S
48	LA148S
50	LA150S
52	LA152S
54	LA154S
56	LA156S
58	LA158S
60	LA160S

*los tornillos de códigos que empiezan por V se suministran en envases unitarios, mientras que los que empiezan por L se presentan en blísters de 5 unidades



Tornillo esponjosa 3,5 mm

Diámetro núcleo 1,9 mm
Diámetro tornillo 3,5 mm
Receso hexagonal 2,5 mm
Diámetro cabeza 6,0 mm
Paso de rosca 1,75 mm

Longitud mm	Estándar
10	LB050S
12	LB052S
14	LB054S
16	LB056S
17	LB057S
18	LB058S
19	LB059S
20	LB060S
21	LB061S
22	LB062S
23	LB063S
24	LB064S
25	LB065S
26	LB066S
27	LB067S
28	LB068S
30	LB070S
32	LB072S
36	LB076S
40	LB080S

Tornillo esponjosa rosca parcial | 4,0 mm

Diámetro núcleo 1,9 mm
Diámetro tornillo 4,0 mm
Receso hexagonal 2,5 mm
Diámetro cabeza 6,0 mm
Paso de rosca 1,75 mm

Longitud mm	Estándar
10	LB250S
12	LB252S
14	LB254S
16	LB256S
18	LB258S
20	LB260S
22	LB262S
24	LB264S
26	LB266S
28	LB268S
30	LB270S
35	LB275S
40	LB280S
45	LB285S
50	LB290S
55	LB295S
60	LB300S

Tornillo esponjosa 4,0 mm

Diámetro núcleo 1,9 mm
Diámetro tornillo 4,0 mm
Receso hexagonal 3,5 mm
Diámetro cabeza 6,0 mm
Paso de rosca 1,75 mm

Longitud mm	Estándar
10	LB350S
12	LB352S
14	LB354S
16	LB356S
18	LB358S
20	LB360S
22	LB362S
24	LB364S
26	LB366S
28	LB368S
30	LB370S
32	LB372S
35	LB375S
40	LB380S
45	LB385S
50	LB390S
55	LB395S
60	LB400S

Tornillo maleolar 4,5 mm

Diámetro núcleo 3,0 mm
Diámetro tornillo 4,5 mm
Receso hexagonal 3,5 mm
Diámetro cabeza 8,0 mm
Paso de rosca 1,75 mm

Longitud mm	Estándar
20	LA220S
25	LA225S
30	LA230S
35	LA235S
40	LA240S
45	LA245S
50	LA250S
55	LA255S
60	LA260S
65	LA265S
70	LA270S
80	LA280S

Arandelas

LA195S | Ø 7,0 mm



LA197S | Ø 11,0 mm



	Conexión	Tornillos Minifragmentos corticales		Tornillos Pequeños Fragmentos corticales			Tornillos Grandes Fragmentos corticales/maleolares		Tornillos Pequeños Fragmentos esponjosos	
		1,5	2,0	2,4	2,7	3,5	4,5	4,5 maleolar	3,5	4,0
		1,1	1,5	1,8	2,0	2,5	3,2		2,0	
Broca para orificio roscado	Dental	GC461R GC481R	GC462R GC482R		GC464R GC484R				GC464R	
	AO	VC030R	VC031R	VC032R	VC033R	VC035R	GC319R		VC033R	
	Redonda		GC002R		GC004R	GC006R	GC009R		GC004R	
		1,5	2,0	2,4	2,7	3,5	4,5		3,5	4,0
Broca para orificio deslizante	Dental	GC462R	GC464R		GC486R					
	AO	VC031R	VC033R	VC034R	VC036R	VC037R	GC323R		VC037R	
	Redonda	GC002R	GC004R		GC007R	GC010R	GC013R		GC010R	GC012R
		1,5	2,0	2,4	2,7	3,5	4,5		3,5	4,0
Taraud	Dental	GC437R	GC438R							
	AO	VC040R	VC041R	VC042R	VC043R	VC044R	GC344R		GC340R	GC346R
										
Avellanador	Dental	GC431R								
	AO				GC332R		GC335R		GC332R	
		RH 1,5			RH 2,5		RH 3,5		RH 2,5	
Destornillador	con mango	LS005R			LS002R		LS001R/LS003R		LS002R	
	Dental	GC458R								
	Cuadrada						GC454R			
	AO				GC355R		GC354R		GC355R	
										
Medidor profundidad		LS042R			LS044R		LS047R		LS044R	

Tornillos de bloqueo sistema PLS

Código	Longitud	Código	Longitud
VN523S	8 mm	VN530S	18 mm
VN525S	10 mm	VN531S	20 mm
VN527S	12 mm	VN532S	22 mm
VN528S	14 mm	VN533S	24 mm
VN529S	16 mm		



Diámetro de núcleo 1,5 mm
 Diámetro de la cabeza 5 mm
 Hex 1,5 SW
 Para uso con placas de 2,0 mm

Código	Longitud	Código	Longitud
VN545S	10 mm	VN551S	20 mm
VN547S	12 mm	VN552S	22 mm
VN548S	14 mm	VN553S	24 mm
VN549S	16 mm	VN554S	26 mm
VN550S	18 mm		



Diámetro de núcleo 2,0 mm
 Diámetro de la cabeza 5 mm
 Hex 2,5 SW
 Para uso con placas de 2,6 mm

Código	Longitud	Código	Longitud
VN567S	12 mm	VN574S	26 mm
VN568S	14 mm	VN575S	28 mm
VN569S	16 mm	VN576S	30 mm
VN570S	18 mm	VN577S	32 mm
VN571S	20 mm	VN578S	34 mm
VN572S	22 mm	VN579S	36 mm
VN573S	24 mm		



Diámetro de núcleo 2,6 mm
 Diámetro de la cabeza 5 mm
 Hex 2,5 SW
 Para uso con placas de 3,5 mm

Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Placas y cuñas




Miniplacas DCP | 1,5 – 2,0 mm

Tornillos recomendados 1,5 mm/2,0 mm

Anchura placa 5,0 mm | Distancia entre agujeros 5,0 mm | Barra central 5,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
VN144S	4	20
VN145S	5	25
VN146S	6	30
VN147S	7	35
VN148S	8	40

Grosor de la placa 1,0 mm




Miniplacas DCP | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm

Anchura placa 5,3 mm | Distancia entre agujeros 5,0 mm | Barra central 6,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
VN154S	4	22
VN155S	5	27
VN156S	6	32
VN157S	7	37
VN158S	8	42
VN159S	9	47
VN160S	10	52
VN161S	11	57
VN162S	12	62
VN163S	13	67
VN164S	14	72
VN165S	15	77
VN166S	16	82
VN167S	17	87
VN168S	18	92

Grosor de la placa 2,0 mm




Placas DCP de pequeños fragmentos | 2,4 mm

Tornillos recomendados 2,4 mm | también para tornillos de 2,0 mm y 2,7 mm
 Anchura placa 6,5 mm | Distancia entre agujeros 7,0 mm | Barra central 9,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
VN174S	4	31
VN175S	5	38
VN176S	6	45
VN177S	7	52
VN178S	8	59
VN179S	9	66
VN180S	10	73
VN181S	11	80
VN182S	12	87
VN183S	13	94
VN184S	14	101
VN185S	15	108
VN186S	16	115

Grosor de la placa 2,3 mm




Placas DCP de pequeños fragmentos | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm
 Anchura placa 8,0 mm | Distancia entre agujeros 8,0 mm | Barra central 10,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
VN194S	4	36
VN195S	5	44
VN196S	6	52
VN197S	7	60
VN198S	8	68
VN199S	9	76
VN200S	10	84
VN201S	11	92
VN202S	12	100
VN203S	13	108
VN204S	14	116


Grosor de la placa 2,5 mm



Placas DCP de pequeños fragmentos | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm


Anchura placa 10,0 mm | Distancia entre agujeros 12,0 mm | Barra central 14,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 3,0 mm
VN214S	4	50	
VN215S	5	62	
VN216S	6	74	
VN217S	7	86	
VN218S	8	98	
VN219S	9	110	
VN220S	10	122	
VN221S	11	134	
VN222S	12	146	
VN224S	14	170	

Placas DCP anchas de grandes fragmentos | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm


Anchura placa 12,0 mm | Distancia entre agujeros 12,0 mm | Barra central 14,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 4,0 mm
VN236S	6	74	
VN237S	7	86	
VN238S	8	98	
VN239S	9	110	
VN240S	10	122	
VN241S	11	134	
VN242S	12	146	
VN244S	14	170	

Placas DCP de grandes fragmentos | 4,5 mm

Tornillos recomendados 4,5 mm

Anchura placa 12,0 mm | Distancia entre agujeros 16,0 mm | Barra central 26,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 4,0 mm
LM404S	4	71	
LM405S	5	87	
LM406S	6	103	
LM407S	7	119	
LM408S	8	135	
LM409S	9	151	
LM410S	10	167	
LM411S	11	183	
LM412S	12	199	
LM414S	14	247	
LM416S	16	263	

Placas cortables 1,5 | 2,0 mm

Tornillos recomendados 1,5mm/2,0 mm

Anchura placa 5,0 mm / 6,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Tornillos	Grosor de la placa	Grosor de la placa 1,0 mm / 1,5 mm
VN170S	60	300	1,5	1,0	
VN171S	50	300	2,0	1,5	

Miniplacas de reconstrucción | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm

Anchura placa 5,0 mm | Distancia entre agujeros 5,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,2 mm
LN278S	20	100	

Miniplacas de reconstrucción | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm

Anchura placa 8,0 mm | Distancia entre agujeros 8,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN166S	6	48
LN168S	8	64
LN170S	10	80
LN172S	12	96
LN174S	14	112
LN176S	16	128
LN178S	18	144
LN180S	20	166

Grosor de la placa 2,7 mm




Placas de reconstrucción | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm / 4,0 mm

Anchura placa 10,0 mm | Distancia entre agujeros 12,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN155S	5	58
LN156S	6	70
LN157S	7	82
LN158S	8	94

Grosor de la placa 2,5 mm




Placas 1/3 tubulares | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm

Anchura placa 9,5 mm | Distancia entre agujeros 12,0 mm | Barra central 16,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LM304S	4	49
LM305S	5	61
LM306S	6	73
LM307S	7	85
LM308S	8	97
LM309S	9	109
LM310S	10	121
LM312S	12	145

Grosor de la placa 1,0 mm



Miniplacas en T | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm

Anchura cuerpo placa 5,5 mm | Anchura cabeza placa 10,9 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN903S	2 + 3	24
LN904S	2 + 4	30
LN905S	2 + 5	36
LN906S	2 + 6	42

Grosor de la placa 1,6 mm



5,5 mm

-

10,9 mm


Placas en T Phillips | 2,0 mm / 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm / 2,7 mm

Anchura cuerpo placa 8,1 mm | Anchura cabeza placa 12,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN914S	2 + 4	36
LN915S	2 + 5	44
LN916S	2 + 6	52

Grosor de la placa 2,0 mm



8,1 mm

-

12,5 mm


Placas en T híbridas tipo Schuster | 3,5 mm / 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm - 3,5 mm

Anchura cuerpo placa 9,2 mm | Anchura cabeza placa 20,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN923S	3 + 3	50
LN924S	3 + 4	60
LN925S	3 + 5	70
LN926S	3 + 6	80

Grosor de la placa 3,0 mm



9,2 mm

-

20,0 mm


Placas en T tipo Schuster | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm

Anchura cuerpo placa 9,0 mm | Anchura cabeza placa 18,2 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
LN934S	2 + 4	55
LN936S	2 + 6	75

Grosor de la placa 3,0 mm



9,0 mm

-

18,2 mm

Placas de TPLO | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm

Anchura cuerpo placa 8,0 mm | Anchura cabeza placa 20,7 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Lado	Grosor de la placa 2,7 mm
LN910S	6	38,8	izquierdo	
LN911S	6	38,8	derecho	

Placas de TPLO | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm

Anchura cuerpo placa 10,0 mm | Anchura cabeza placa 27,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Lado	Grosor de la placa 3,0 mm
LN920S	6	51	izquierdo	
LN921S	6	51	derecho	

Placas de TPLO grandes | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm

Anchura cuerpo placa 12,0 mm | Anchura cabeza placa 33,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Lado	Grosor de la placa 3,0 mm
LN930S	6	65	izquierdo	
LN931S	6	65	derecho	

Miniplacas acetabulares con muescas tipo Hannover | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm

Anchura placa 5,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,5 mm
LN992S	6	31	

Miniplacas acetabulares sin muescas tipo Hannover | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm
Anchura placa 5,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,5 mm
LN993S	6	31	


Miniplacas | 1,5 mm / 2,0 mm

Tornillos recomendados 1,5 - 2,0 mm
Anchura placa 7,0 - 13,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN030S	4	9,0 x 8,2	
LN040S	4	12,0 x 10,8	


Miniplacas en L - izquierda | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm
Anchura placa 5,0 - 12,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN221S	4	18	
LN223S	4	20	


Miniplacas en L - derecha | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm
Anchura placa 5,0 - 12,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN222S	4	18	
LN224S	4	20	


Placas en L pequeñas – izquierda | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm
Anchura placa 7,0 – 13,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN021S	5	32	
LN023S	5	34,5	

Placas en L pequeñas – derecha | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm
Anchura placa 7,0 – 13,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN022S	5	32	
LN024S	5	34,5	

Miniplacas en T | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm
Anchura placa 5,0 – 12,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN225S	4	18	

Placas en T pequeñas | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm
Anchura placa 7,0 – 13,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,0 mm
LN025S	5	32	

Placas de fragmentos múltiples | 2,7 mm / 3,5 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm / 3,5 mm
Anchura placa 15,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 1,2 mm
LN027S	7	45	

Placas condilares | 2,0 mm | 2,7 mm | 3,5 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm/2,7 mm/ 3,5 mm

Anchura placa 5,3 mm/ 8,0 mm/ 12 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Lado	Grosor de la placa 2,0mm/ 2,5 mm/ 3,0 mm
VN226S	5DC + 3	70	izquierdo	
VN227S	5DC + 3	70	derecho	
VN228S	5DC + 3	90	izquierdo	
VN229S	5DC + 3	90	derecho	
VN230S	5DC + 3	110	izquierdo	
VN231S	5DC + 3	110	derecho	

Placas híbridas de artrodesis pantarsal | 2,0 mm | 3,5 mm

Agujeros 8 de compresión más 1 neutro

Angulo de la placa 120°

Código	Tornillos mm	Lado	Grosor de la placa 2,0mm/ 3,0 mm
VN206S	2,4 - 2,0	izquierdo	
VN207S	2,4 - 2,0	derecho	
VN208S	2,7 - 2,4	izquierdo	
VN209S	2,7 - 2,4	derecho	
VN210S	3,5 - 2,7	izquierdo	
VN211S	3,5 - 2,7	derecho	

Placas híbridas de artrodesis pancarpal | 2,0 mm | 3,5 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm/ 3,5 mm

Anchura de placa 5,3 mm/ 12 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 2,5mm/ 4,0 mm
VN190S	8DC + 1	75	
VN191S	8DC + 1	100	
VN193S	8DC + 1	115	
VN192S	10DC + 1	140	

Placas bloqueadas SOP | 2,0 mm

Tornillos recomendados 2,0 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 3,5 mm
800020003	3	26	
800020004	4	34	
800020005	5	42	
800020006	6	50	
800020007	7	58	
800020008	8	66	
800020010	10	82	
800020012	12	98	
800020020	20	164	

Placas bloqueadas SOP | 2,7 mm

Tornillos recomendados 2,7 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 4 mm
800027003	3	26	
800027004	4	34	
800027005	5	42	
800027006	6	50	
800027007	7	58	
800027008	8	66	
800027009	9	74	
800027010	10	82	
800027011	11	90	
800027012	12	98	
800027013	13	106	
800027014	14	114	
800027015	15	122	
800027016	16	130	
800027020	20	163	

Consulte la guía de usuario "método SOP" y plantillas para radiografía en: www.bb Braun-veterinaria.es

Placas bloqueadas SOP | 3,5 mm

Tornillos recomendados 3,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm
800035003	3	40
800035004	4	52
800035005	5	64
800035006	6	76
800035007	7	88
800035008	8	100
800035009	9	112
800035010	10	124
800035011	11	136
800035012	12	148
800035013	13	160
800035014	14	172
800035015	15	184
800035016	16	196
800035018	18	220
800035020	20	244
800035030	30	367

Grosor de la placa 6 mm



Placas bloqueadas TPLO SOP

Código	Tornillos mm
801027001	2,7
801035001	3,5



Placas de osteotomía triple (TPO SOP)

Tornillos recomendados 3,5 mm

Código	grados	Lado
810201000	20	Izquierda
810202000	20	Derecha
810251000	25	Izquierda
810252000	25	Derecha
810301000	30	Izquierda
810302000	30	Derecha



Consulte la guía de usuario "método SOP" y plantillas para radiografía en: www.bbraun-veterinaria.es

Placas LC DCP (bajo contacto)

Código	Agujeros	Tornillos mm
934208002	2	2,7
934208003	3	2,7
934208004	4	2,7
934208005	5	2,7
934208006	6	2,7
934208007	7	2,7
934208008	8	2,7
934208009	9	2,7
934208010	10	2,7
934208011	11	2,7
934208012	12	2,7
934210004	4	3,5
934210005	5	3,5
934210006	6	3,5
934210007	7	3,5
934210008	8	3,5
934210009	9	3,5
934210010	10	3,5
934210011	11	3,5
934210012	12	3,5



Placas LC rectas (bajo contacto)

Código	Agujeros	Tornillos mm
934206004	4	2
934206005	5	2
934206006	6	2
934206007	7	2
934206008	8	2
934206020	20 Cortable	2




Placas híbridas de Artrodesis carpal parcial – ParCA

Código	Longitud mm
107520038	38
107520043	43
107520048	48
107520060	60
107520070	70
107520080	80
107520090	90



Código	② Tornillos mm	①y③,④a⑨ Tornillos mm
107520038	2,0/2,4/2,7	2,0
107520043	2,0/2,4/2,7	2,0
107520048	2,0/2,4/2,7	2,0
107520060	2,4/2,7	2,7
107520070	2,4/2,7	2,7
107520080	2,4/2,7	2,7
107520090	2,7/3,5	2,7



Placas híbridas de Artrodesis carpal total – PCA

Código	Tornillos mm	Longitud mm
107500110	3,5/2,7	110
107500120	3,5/2,7	120
107500130	3,5/2,7	130
107500140	3,5/2,7	140
107510060	2,7/2,0	60
107510070	2,7/2,0	70
107510075	2,7/2,0	75
107510085	2,7/2,0	85



Cuñas OrthoFoam MMP – para la rotura de ligamento cruzado

Código	Longitud mm	Avance mm
Razas grandes (>12kg)		
MMP054006	40	6
MMP0540075	40	7,5
MMP054009	40	9
MMP0540105	40	10,5
MMP054012	40	12
MMP0540135	40	13,5
MMP054015	40	15
Razas pequeñas (<12kg)		
MMP154003	20	3
MMP154004	20	4
MMP154005	20	5
MMP154006	20	6
MMP154007	20	7
MMP154008	20	8



Consulte la guía de usuario de OrthoFoam MMP en: www.bbraun-veterinaria.es

Placas bloqueadas PLS | 2,0 mm

Anchura 6 mm

Distancia entre agujeros 6,5 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 2,0mm
VN426S	6	39 mm	
VN427S	7	45,5 mm	
VN428S	8	52 mm	
VN429S	9	58,5 mm	
VN430S	10	65 mm	
VN432S	12	78 mm	
VN434S	14	84,5 mm	

Placas bloqueadas PLS | 2,6 mm

Anchura 8 mm

Distancia entre agujeros 8 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 2,5mm
VN446S	6	48 mm	
VN447S	7	56 mm	
VN448S	8	64 mm	
VN449S	9	72 mm	
VN450S	10	80 mm	
VN452S	12	96 mm	
VN454S	14	114 mm	

Placas bloqueadas PLS | 3,5 mm

Anchura 10 mm

Distancia entre agujeros 12 mm

Código	Agujeros	Longitud mm	Grosor de la placa 3,1mm
VN466S	6	72 mm	
VN467S	7	84 mm	
VN468S	8	96 mm	
VN470S	10	120 mm	
VN472S	12	144 mm	
VN474S	14	168 mm	

Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Agujas, Clavos y Alambre de Cerclaje





con punta trocar y
extremo redondo



con punta trocar y
extremo plano



con doble punta
trocar

Agujas de Kirschner*

Punta	Trocar			Trocar		Doble punta trocar	
Cuerpo	redondo			plano			
Longitud	70	150	310	150	310	150	310
Ø 0,8 mm	LX098S	LX128S		LX108S	LX008S		
Ø 0,9 mm						LX913S	LX917S
Ø 1,0 mm	LX100S	LX130S	LX030S	LX110S	LX010S		
Ø 1,1 mm						LX923S	LX927S
Ø 1,2 mm		LX132S	LX032S	LX112S	LX012S		
Ø 1,4 mm		LX134S	LX034S	LX114S	LX014S		
Ø 1,5 mm		LX135S	LX035S	LX115S	LX015S		
Ø 1,6 mm		LX136S	LX036S	LX116S	LX016S	LX953S	LX957S
Ø 1,7 mm		LX137S		LX117S	LX017S		
Ø 1,8 mm		LX138S	LX038S	LX118S	LX018S		
Ø 2,0 mm		LX140S	LX040S	LX120S	LX020S		
Ø 2,2 mm		LX142S	LX042S	LX122S	LX022S		
Ø 2,5 mm		LX145S	LX045S	LX125S	LX025S		
Ø 3,0 mm		LX146S	LX047S				

* Se presentan en envases de 10 agujas



sin rosca



con rosca central positiva

Clavos de Steinmann

Punta	Trocar sin rosca			Trocar con rosca central positiva		
Cuerpo	triangular					
Ø	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
Longitud 100 mm	KX110S					
Longitud 150 mm	KX115S	KX225S	KX245S		KX325S	KX345S
Longitud 200 mm	KX120S	KX230S	KX250S	KX310S	KX330S	KX350S
Longitud 250 mm	KX125S	KX235S	KX255S			KX360S

Alambre de cerclaje

Ø	Gauge	Longitud	Código
0,4 mm	27	10 m	KY004S
0,5 mm	25	10 m	KY005S
0,6 mm	23	10 m	KY006S
0,7 mm	22	10 m	KY007S
0,8 mm	21	10 m	KY008S
0,9 mm	20	10 m	KY009S
1,0 mm	19	10 m	KY010S
1,2 mm	18	10 m	KY012S
1,5 mm	17	10 m	KY015S



Disco ligaduras


KY100S



Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Brocas y Tarauds





Brocas


Ø	Conexión dental		Conexión AO		Conexión redonda	
	Código	Longitud	Código	Longitud	Código	Longitud
1,1	GC461R GC481R	65/28* 38/23	VC030R	60/35		
1,5	GC462R GC482R	75/53 38/23	VC031R	85/60	GC002R	70/40
1,8			VC032R	105/75		
2,0	GC464R GC484R	90/58 38/23	VC033R	100/75	GC004R	100/50
2,4			VC034R	105/75		
2,5			VC035R	110/85	GC006R	100/50
2,7	GC486R	38/23	VC036R	100/75		
3,2			GC319R	150/120	GC009R	100/60
3,5			VC037R	110/85	GC010R	100/60
4,0					GC012R	110/70
4,5			GC323R	150/120	GC013R	150/80
5,0					GC014R	160/90
6,0					GC016R	160/90

*las dos cifras indican la longitud total (A) y la longitud de trabajo (B) en mm

Destornillador hexagonal



Receso mm	Conexión cuadrada		Conexión AO	
	Código	Longitud	Código	Longitud
2,5			GC355R	130 mm
3,5	GC454R	130 mm	GC354R	130 mm



Tarauds

Ø	Conexión dental		Conexión AO	
	Código	Longitud	Código	Longitud
1,5	GC437R	50/20*	VC040R	130/32*
	GC487R	38/20		
2,0	GC438R	54/24	VC041R	130/32
	GC488R	38/20		
2,4			VC042R	130/32
2,7			VCR43R	130/32
3,5			VCR44R	130/50
3,5 Esponjosa			GC340R	130/63
4,0			GC346R	130/60
4,5			GC344R	130/63

*las dos cifras indican la longitud total (A) y la longitud de trabajo (B) en mm



Avellanadores

Ø	Conexión dental		Conexión AO	
	Código	Longitud	Código	Longitud
1,5	GC431R	50		
2,0				
2,4				
2,7			GC332R	130
3,5				
4,5			GC335R	

Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Instrumentos para Osteosíntesis



Guías de broca para placas DCP

VC050R	guía de broca neutral 1,5 mm	para tornillos de 2,0 mm
VC051R	guía de broca de compresión 1,5 mm	
VC052R	guía de broca neutral 1,8 mm	para tornillos de 2,4 mm
VC053R	guía de broca de compresión 1,8 mm	
VC054R	guía de broca neutral 2,0 mm	para tornillos de 2,7 mm
VC055R	guía de broca de compresión 2,0 mm	
VC056R	guía de broca neutral 2,5 mm	para tornillos de 3,5 mm
VC057R	guía de broca de compresión 2,5 mm	
VC058R	mango doble para guías VC050R - VC057R	



Guías de brocas dentadas para protección de tejidos blandos

VC060R	para brocas de diámetro 1,1 - 1,5 mm
VC061R	para brocas de diámetro 1,5 - 2,0 mm
VC062R	para brocas de diámetro 1,8 - 2,4 mm
VC063R	para brocas de diámetro 2,0 - 2,7 mm
VC064R	para brocas de diámetro 2,5 - 3,5 mm



Guías de broca autocentrantes

LS096R
Diámetro interno 3,5 mm



Casquillos para guías de broca autocentrantes

	diámetro externo	para brocas de diámetro
LS090R	3,5 mm	2,0 mm
LS097R	3,5 mm	2,7 mm
LS076S	4,5 mm	3,2 mm



Guías de broca para placas SOP

801000027	Guía de broca SOP TPLO - 2,7mm
800201520	Guía de broca SOP 1,5 - 2,0mm
800202027	Guía de broca SOP 2,0 - 2,7mm
800202535	Guía de broca SOP 2,5 - 3,5mm



Guía de broca para placas de bloqueo PLS

VC076R

Guía de broca para
placas PLS D2,0 mm



VC077R

Guía de broca para
placas PLS D2,6 mm



VC078R

Guía de broca para
placas PLS D3,5 mm



Dobladores y moldeadores de placas

VC068R

Palanca dobladora tipo Spies
para placas de 2,3 mm – 4,0 mm
220 mm




LS206R/LS207R

Doblador para placas pequeñas de 2,7 mm
140 mm




LS200C

Doblador para placas estándar
250 mm



LS201S

Doblador para placas óseas y clavos
intramedulares tipo Jewett
200 mm



LS202S

Doblador para placas óseas y clavos
intramedulares tipo Jewett
200 mm



LS218R

Doblador moldeador de placas de sobremesa

**LS205R**

Alicates dobladores para miniplacas

**LS204**

Doblador para miniplacas

120 mm

**Plantillas moldeables**

Código	Agujeros	Longitud mm
LS210	5	90
LS212	7	120
LS214	9	150
LS216	12	200
LS220	5	60
LS222	7	85
LS224	9	100
LS226	12	120

**Dobladores universales para placas SOP**

800400020	Doblador universal SOP 2,0mm - Izda.
800410020	Doblador universal SOP 2,0mm - Dcha.
800400027	Doblador universal SOP 2,7mm - Izda.
800410027	Doblador universal SOP 2,7mm - Dcha.
800400035	Doblador universal SOP 3,5mm - Izda.
800410035	Doblador universal SOP 3,5mm - Dcha.



Consulte la guía de usuario "método SOP" y plantillas para radiografía en: www.bbraun-veterinaria.es

Destornilladores

LS001R

Destornillador con pinza de sujeción para tornillos de 4,5 – 6,5 mm con receso hexagonal de 3,5 mm
200 mm



LS003R

Destornillador para tornillos de 4,5 – 6,5 mm con receso hexagonal de 3,5 mm
200 mm



LS002R

Destornillador para tornillos de 2,7 – 4,0 mm con receso hexagonal de 2,5 mm
200 mm



LS005R

Destornillador para tornillos de 1,5 – 2,4 mm con receso hexagonal de 1,5 mm
120 mm



LS007R

Pinza de sujeción de tornillos de 1,5 – 2,4 mm para destornillador LS005R



LS008R

Pinza de sujeción de tornillos 2,7 – 4,5 mm para destornillador LS002R



LS059R

Instrumento para extraer tornillos con receso hexagonal de 2,5 mm



LS099R

Instrumento para extraer tornillos con receso hexagonal de 3,5 mm



Mangos

FR103R

Taladro manual con canulación de 4,5 mm



GC405R

Mango en T con conexión rápida cuadrada



GC407R

Mango con conexión rápida dental



GC475R

Mango en T con conexión rápida AO



LX202S

Mango taladro manual con canulación de 6,5 mm
150 mm



LX203R

Mango taladro manual con canulación de 6,5 mm
160 mm



Pinzas de sujeción de tornillos

LS037R

Pinza de sujeción de tornillos 100 mm



LS040R

Pinza de sujeción de tornillos 90 mm



Medidores de profundidad

LS042R

Medidor de profundidad para tornillos de 1,5 – 2,4 mm



LS044R

Medidor de profundidad para tornillos de 2,7 – 4,0 mm



LS047R

Medidor de profundidad para tornillos de 4,5 – 6,5 mm



Pinzas de reducción

VC070R

Pinza de reducción modificada con puntas finas
95 mm



VC071R

Pinza de reducción modificada
135 mm

**VC072R**


Pinza de reducción modificada
205 mm

**F0116R**

Pinza de reducción
170 mm

**F0123R**

Pinza de reducción con cremallera
140 mm

**F0124R**

Pinza de reducción con rosca
170 mm

**F0125R**

Pinza de reducción con rosca
235 mm

**F0106R**

Pinza de reducción con guía de broca para agujas
de Kirschner de hasta 1,0 mm de diámetro
170 mm

**F0169R – F0171R**

Pinzas de reducción autocentrantes con rosca
145 mm. 190 mm. 240 mm



F0180R

Pinzas de reducción tipo Verbrugge 175 mm

**F0181R**

Pinzas de reducción articuladas tipo Verbrugge 255 mm

**F0153R**

Pinzas de reducción con rosca 185 mm

**F0412R**


Gubia ósea tipo Luer

**F0620R**

Pinza cortahueso tipo Liston 140 mm

**Instrumentos para agujas y cerclaje****LX175S**

Doblador para agujas de hasta 2,7 mm de diámetro 120 mm

**MMP010002**

Doblador de agujas de Kirschner



KY204R


Guía de alambre 240 mm

**KY205R**

Guía de alambre 225 mm

**KY220S**Tensor de alambre con punta móvil tipo Loute
para cerclaje de calibres hasta 1,0 mm
220 mm**KY225R**

Tensor y doblador de alambre 270 mm

**BM111R**

Doblador de alambre 175 mm

**LX172R**

Alicates para alambre 190 mm

**LX174R**

Alicates de sujeción 200 mm

**LX176R**

Alicates de sujeción con mandíbulas laterales



DP501R


Cortador de alambre hasta 1,5 mm

**DP505R**

Cortador de alambre hasta 1,5 mm -reforzado

**LX156R**

Cortador de alambre hasta 3,0 mm

**LX159R**

Cortador de alambre hasta 2,0 mm

**LX164R**

Cortador de alambre hasta 6,0 mm

**LX165R**

Cortador de alambre hasta 3,0 mm

**Martillos y Osteotomos****FL036R**

Martillo con discos intercambiables 135 g

**FL044R**

Martillo tipo Hajek 135 g



FL055R

Martillo tipo Bergmann 245 g

**FL101R – FL109R**Osteotomos de Lambotte
4,0 mm – 15,0 mm anchura
125 mm longitud**FL101R**

4 mm

FL102R

6 mm

FL104R

8 mm

FL106R

10 mm

FL109R

15 mm

**FL441R – FL443R**Gubia de esponjosa tipo Lexer
5,0 mm – 10,0 mm**Elevadores periósticos / Periostotomos****FK317R**

Periostotomo 185 mm 3,0 mm

**FK318R**

Periostotomo 190 mm 6,0 mm

**FK319R**

Periostotomo 190 mm 6,0 mm

**FK321R**

Periostotomo 190 mm 6,0 mm

**FK323R**

Periostotomo 175 mm 13,0 mm



FK324R

Periostotomo 190 mm 14,0 mm



FK300R

Periostotomo tipo Williger 160 mm 6,0 mm



Palancas para hueso

FK117R

Palanca para hueso 160 mm 6,0 mm



FK113R

Palanca para hueso 150 mm 4,5 mm



FK170R

Palanca para hueso 220 mm 16 mm



FK171R

Palanca para hueso 240 mm 17 mm



FK188R

Palanca para hueso 230 mm 43,0 mm



Consulte toda la gama completa de instrumental Aesculap en www.bbraun-veterinaria.es y www.surgical-instruments.com

Cuñas de dilatación para MMP

MMP044006	Cuña de dilatación razas grandes 6mm
MMP044075	Cuña de dilatación razas grandes 7,5mm
MMP044009	Cuña de dilatación razas grandes 9mm
MMP044105	Cuña de dilatación razas grandes 10,5mm
MMP044012	Cuña de dilatación razas grandes 12mm
MMP0440135	Cuña de dilatación razas grandes 13,5mm
MMP044015	Cuña de dilatación razas grandes 15mm
MMP094034	Cuña de dilatación razas pequeñas 3-4mm
MMP094056	Cuña de dilatación razas pequeñas 5-6mm
MMP094078	Cuña de dilatación razas pequeñas 7-8mm



Introduccion de cuñas OrthoFoam

MMP034100	Introduccion de cuñas razas grandes > 12kg (incluye guías)	
MMP034000	Recambio introduccion razas grandes	
MMP032000	Recambio guía de broca corta razas grandes	
MMP032001	Recambio guía de broca larga razas grandes	
MMP093110	Introduccion de cuñas razas pequeñas < 12kg (incluye guías)	
MMP093100	Recambio introduccion razas pequeñas	
MMP093200	Recambio guía de broca razas pequeñas	

Protectores de agujeros para placas bloqueadas SOP

800400127	Protector agujeros SOP 2,7mm (20 unidades)	
800400135	Protector agujeros SOP 3,5mm (20 unidades)	
800400101	Caja protectores de agujeros SOP 2,7 mm con bandeja	
800400100	Caja protectores de agujeros SOP 3,5 mm con bandeja	
800400000	Bandeja de protectores de agujeros	

Consulte la guía de usuario de OrthoFoam MMP en: www.bb Braun-veterinaria.es

Guía de sierra para MMP

MMP024100	Guía de sierra razas grandes > 12kg (incluye pins proximal y distales)	
MMP024000	Recambio Guía de sierra razas grandes	
MMP024001	Recambio Pin proximal razas grandes	
MMP023002	Recambio Pin distal 2mm razas grandes	
MMP023003	Recambio Pin distal 3mm razas grandes	
MMP023004	Recambio Pin distal 4mm razas grandes	
MMP092310	Guía de sierra razas pequeñas < 12kg (incluye pins proximales y distales)	
MMP092300	Recambio Guía de sierra razas pequeñas	
MMP092202	Recambio Pin proximal 2mm razas pequeñas	
MMP092203	Recambio Pin proximal 3mm razas pequeñas	
MMP092204	Recambio Pin proximal 4mm razas pequeñas	
MMP092102	Recambio Pin distal 2mm razas pequeñas	
MMP092104	Recambio Pin distal 4mm razas pequeñas	
MMP092106	Recambio Pin distal 6mm razas pequeñas	
MMP0922301	Casquillo para broca razas pequeñas	

Brocas para MMP

900000015	Broca 1,5 mm	
MMP033001	Broca corta 3,5mm	
MMP133001	Broca corta 2,5 mm	

Consulte la guía de usuario de OrthoFoam MMP en: www.bbraun-veterinaria.es

Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Sets de Osteosíntesis



VB401 | Set de Osteosíntesis de Minifragmentos | 1,5 mm /2,0 mm /2,4 mm

Código	Unidades	Producto	Agujeros	Longitud mm	Código	Unidades	Producto
VN144S	1	Placa DCP 1,5	4	20	VC070R	1	Pinzas de reducción 95 mm
VN146S	1	Placa DCP 1,5	6	30	VC071R	2	Pinzas de reducción 135 mm
VN148S	1	Placa DCP 1,5	8	40	VC050R	1	Guía de broca neutral 2,0
VN154S	1	Placa DCP 2,0	4	22	VC051R	1	Guía de broca de compresión 2,0
VN156S	1	Placa DCP 2,0	6	32	VC052R	1	Guía de broca neutral 2,4
VN158S	1	Placa DCP 2,0	8	42	VC053R	1	Guía de broca de compresión 2,4
VN160S	1	Placa DCP 2,0	10	52	VC058R	1	Mango doble para guías de broca
VN162S	1	Placa DCP 2,0	12	62	VC060R	1	Guía de broca dentada 1,1/1,5
VN176S	1	Placa DCP 2,4	6	45	VC061R	1	Guía de broca dentada 1,5/2,0
VN178S	1	Placa DCP 2,4	8	59	VC062R	1	Guía de broca dentada 1,8/2,4
VN180S	1	Placa DCP 2,4	10	73	LS206R	1	Doblador de placas
VN182S	1	Placa DCP 2,4	12	87	LS207R	1	Doblador de placas
VN184S	1	Placa DCP 2,4	14	101	VC030R	1	Broca conexión AO 1,1
VB161S	3	Tornillo	1,5 mm	6	VC031R	1	Broca conexión AO 1,5
VB162S	3	Tornillo	1,5 mm	7	VC032R	1	Broca conexión AO 1,8
VB163S	3	Tornillo	1,5 mm	8	VC033R	1	Broca conexión AO 2,0
VB164S	3	Tornillo	1,5 mm	9	VC034R	1	Broca conexión AO 2,4
VB165S	3	Tornillo	1,5 mm	10	GC437R	1	Taraud conexión dental 1,5
VB166S	3	Tornillo	1,5 mm	11	GC438R	1	Taraud conexión dental 2,0
VB167S	3	Tornillo	1,5 mm	12	VC042R	1	Taraud conexión AO 2,4
VB168S	3	Tornillo	1,5 mm	14	GC475R	1	Mango en T para conexión rápida AO
VB421S	3	Tornillo	2,0 mm	6	GC407R	1	Mango para conexión rápida dental
VB423S	3	Tornillo	2,0 mm	8	LS042R	1	Medidor de profundidad
VB425S	3	Tornillo	2,0 mm	10	LS005R	1	Destornillador
VB427S	3	Tornillo	2,0 mm	12	LS007R	1	Pinza de sujeción de tornillos
VB428S	3	Tornillo	2,0 mm	14	VB408R	1	Rejilla almacenaje para tornillos
VB429S	3	Tornillo	2,0 mm	16	VB410R	1	Rejilla almacenaje
VB430S	3	Tornillo	2,0 mm	18	VB411R	1	Rejilla almacenaje
VB431S	3	Tornillo	2,0 mm	20	JN095R	1	Contenedor
VB471S	3	Tornillo	2,4 mm	6	JF284200	1	Cesta
VB473S	3	Tornillo	2,4 mm	8	JF148R	2	Minicesta
VB475S	3	Tornillo	2,4 mm	10	JK091	2	Filtro estéril
VB477S	3	Tornillo	2,4 mm	12	JG381800	1	Tapa para cesta
VB478S	3	Tornillo	2,4 mm	14			
VB479S	3	Tornillo	2,4 mm	16			
VB480S	3	Tornillo	2,4 mm	18			
VB481S	3	Tornillo	2,4 mm	20			
VB482S	3	Tornillo	2,4 mm	22			
VB483S	3	Tornillo	2,4 mm	24			
VB484S	3	Tornillo	2,4 mm	26			
VB485S	3	Tornillo	2,4 mm	28			

VB401 | Set de Osteosíntesis de Minifragmentos



VB402R | Set de Osteosíntesis de fragmentos pequeños y grandes | 2,7 mm / 3,5 mm / 3,5 mm ancha

Código	Unidades	Producto	Agujeros	Longitud mm	Código	Unidades	Producto
VN196S	1	Placa DCP 2,7	6	52	VC054R	1	Guía de broca neutral 2,7
VN198S	1	Placa DCP 2,7	8	68	VC055R	1	Guía de broca de compresión 2,7
VN200S	1	Placa DCP 2,7	10	84	VC056R	1	Guía de broca neutral 3,5
VN202S	1	Placa DCP 2,7	12	100	VC057R	1	Guía de broca de compresión 3,5
VN218S	1	Placa DCP 3,5	8	98	VC058R	1	Mango doble para guías de broca
VN220S	1	Placa DCP 3,5	10	122	VC063R	1	Guía de broca dentada 2,0/2,7
VN222S	1	Placa DCP 3,5	12	146	VC064R	1	Guía de broca dentada 2,5/3,5
VN238S	1	Placa DCP 3,5	8	98	VC068R	2	Palanca dobladora tipo Spies
VN240S	1	Placa DCP 3,5	10	122	VC033R	1	Broca conexión AO 2,0
VN242S	1	Placa DCP 3,5	12	146	VC035R	1	Broca conexión AO 2,5
VB533S	3	Tornillo	2,7 mm	8	VC036R	1	Broca conexión AO 2,7
VB535S	3	Tornillo	2,7 mm	10	VC037R	1	Broca conexión AO 3,5
VB537S	3	Tornillo	2,7 mm	12	VC043R	1	Taraud conexión AO 2,7
VB538S	3	Tornillo	2,7 mm	14	VC044R	1	Taraud conexión AO 3,5
VB539S	3	Tornillo	2,7 mm	16	VC071R	2	Pinzas de reducción 135 mm
VB540S	3	Tornillo	2,7 mm	18	VC072R	1	Pinzas de reducción 205 mm
VB541S	3	Tornillo	2,7 mm	20	LS044R	1	Medidor de profundidad
VB542S	3	Tornillo	2,7 mm	22	LS002R	1	Destornillador
VB543S	3	Tornillo	2,7 mm	24	LS008R	1	Pinza de sujeción de tornillos
VB544S	3	Tornillo	2,7 mm	26	GC475R	1	Mango en T para conexión rápida AO
VB545S	3	Tornillo	2,7 mm	28	VB409R	1	Rejilla almacenaje para tornillos
VB546S	3	Tornillo	2,7 mm	30	VB412R	1	Rejilla almacenaje
VB565S	3	Tornillo	3,5 mm	10	VB413R	1	Rejilla almacenaje
VB567S	3	Tornillo	3,5 mm	12	VB414R	1	Rejilla almacenaje
VB568S	3	Tornillo	3,5 mm	14	JN096	1	Contenedor
VB569S	3	Tornillo	3,5 mm	16	JF282R	1	Cesta
VB570S	3	Tornillo	3,5 mm	18	JF289R	1	Tapa para cesta
VB571S	3	Tornillo	3,5 mm	20	JF148R	1	Minicesta
VB572S	3	Tornillo	3,5 mm	22	JK091	2	Filtro estéril
VB573S	3	Tornillo	3,5 mm	24			
VB574S	3	Tornillo	3,5 mm	26			
VB575S	3	Tornillo	3,5 mm	28			
VB576S	3	Tornillo	3,5 mm	30			
VB577S	3	Tornillo	3,5 mm	32			
VB579S	3	Tornillo	3,5 mm	36			
VB581S	3	Tornillo	3,5 mm	40			



VB403R | Set de Osteosíntesis de agujas y cerclajes

Código	Unidades	Producto	Longitud mm
VC071R	2	Pinzas de reducción	135
FR103R	1	Taladro manual con canulación de 4,5 mm	140
DP505R	1	Cortador de alambre	160
LX130S	10	Agujas de Kirschner 1,0 mm	150
LX132S	10	Agujas de Kirschner 1,2 mm	150
LX135S	10	Agujas de Kirschner 1,5 mm	150
LX140S	10	Agujas de Kirschner 2,0 mm	150
KY004S	1	Alambre de cerclaje 0,4 mm	10 m
KY008S	1	Alambre de cerclaje 0,8 mm	10 m
KY010S	1	Alambre de cerclaje 1,0 mm	10 m
JN094	1	Contenedor	
JG386R	1	Cesta con tapa	
VB415R	1	Rejilla almacenaje	
JK091	2	Filtro estéril	



Set OrthoFoam MMP (tratamiento del LCC) razas pequeñas <12kg

Código	Producto
MMPTRAY-SB	Contenedor OrthoFoam MMP razas pequeñas
MMP093110	Introduccion de Cuñas (incluye guías)
MMP092310	Guía de Sierra razas pequeñas - (incluye pins proximales y distales)
MMP010002-SDG	Doblador de agujas de Kirschner
MMP094034	Cuña de dilatación razas pequeñas 3-4 mm
MMP094056	Cuña de dilatación razas pequeñas 5-6 mm
MMP094078	Cuña de dilatación razas pequeñas 7-8 mm
900000015	Broca 1,5 mm
MMP033001	Broca corta 3,5 mm
MMP133001	Broca corta 2,5 mm

Set OrthoFoam MMP (tratamiento del LCC) razas grandes >12kg

Código	Producto
MMPTRAY-STD	Contenedor OrthoFoam MMP standard
MMP024100	Guía de Sierra - (incluye pins proximal y distales)
MMP034100	Introduccion de Cuñas - (incluye guías)
MMP010002-SDG	Doblador de agujas de Kirschner
MMP044006	Cuña de dilatación 6 mm
MMP044075	Cuña de dilatación 7,5 mm
MMP044009	Cuña de dilatación 9 mm
MMP044105	Cuña de dilatación 10,5 mm
MMP044012	Cuña de dilatación 12 mm
MMP0440135	Cuña de dilatación 13,5 mm
MMP044015	Cuña de dilatación 15 mm
900000015	Broca 1,5 mm
MMP033001	Broca corta 3,5 mm
MMP133001	Broca corta 2,5 mm

Set para MMP razas < 12kg



Set para MMP razas > 12kg



Consulte la guía de usuario de OrthoFoam MMP en: www.bbraun-veterinaria.es

Set de osteosíntesis para placas bloqueadas SOP 2,0 mm

800201520	Guía de broca SOP 1,5/2,0 mm
800400020	Doblador universal SOP 2,0 mm - Izda.
800410020	Doblador universal SOP 2,0 mm - Dcha.
SOPTRAY-20	Bandeja SOP 2,0 mm



Set de osteosíntesis para placas bloqueadas SOP 2,7 mm

800400027	Doblador universal SOP 2,7 mm - Izda.
800410027	Doblador universal SOP 2,7 mm - Dcha.
800202027	Guía de broca SOP 2,0/2,7 mm
800400101	Caja protectores de agujeros SOP 2,7 mm
800400127	Protector agujeros SOP 2,7 mm (1X20)
SOPTRAY-27	Bandeja SOP 2,7 mm



Set de osteosíntesis para placas bloqueadas SOP 3,5 mm


800400035	Doblador universal SOP 3,5 mm - Izda.
800410035	Doblador universal SOP 3,5 mm - Dcha.
800202535	Guía de broca SOP 2,5/3,5 mm
800400100	Caja protectores de agujeros SOP 3,5 mm
800400135	Protector agujeros SOP 3,5 mm (1x20)
SOPTRAY-35	Bandeja SOP 3,5 mm



Consulte la guía de usuario "método SOP" y plantillas para radiografía en: www.bbraun-veterinaria.es

Set instrumental PLS – Poliaxial Locking System

VC024R	Destornillador SW 1,5	VC078R	Guía de perfor.p.placas de cierre D3,5mm
LS002R	Destornillador SW2,5 L200MM	JF148R	Minicesta con tapa 145x44x25mm
LS007R	Casq. a guardar p. tornillo D1,5/2,0MM	JG285R	Bandeja con tapa 274x172x60mm
LS008R	Casq. a guardar p. tornillo D1,5/2,0M	JG386R	Bandeja dental 273x176x41mm
LS042R	Medidor de tornillo PD1,5/2,2MM	JG390	Caballette silicona divisor 158x30mm
LS044R	Medidor de tornillo PD2,7/3,5/4,0MM	JG393	Caballette silicona alto largo 158x33mm
VC031R	Broca espiral D1,5MM L85/60MM	JK091	Filtro reutilizable mini contenedor
VC033R	Broca espiral D2,0MM L100/75MM vast. AO	JN096	Contenedor dental 312x190x130mm
VC036R	Broca conexión AO diám. 2,7x100/75mm	VB405R	Rak de tornillos de cierre D2,0mm
VC076R	Guía de perfor.p.placas de cierre D2,0mm	VB406R	Rak de tornillos de cierre D2,6mm
VC077R	Guía de perfor.p.placas de cierre D2,6mm	VB407R	Rak de tornillos de cierre D3,5mm



Contenedores estériles

JN092

Contenedor 313 x 190 x 46

JN094

Contenedor 313 x 190 x 65

JN095

Contenedor 313 x 190 x 92

JN096

Contenedor 313 x 190 x 130



JK091

Filtro estéril (pack de 2 unidades)



VB409R

Cestas


JF148R

Cesta para pequeños instrumentos 145 x 44 x 25



JG386R

Cesta con tapa 274 x 172 x 30



JF264R

Cesta con tapa 274 x 171 x 42

**JF282R**

Cesta sin tapa 270 x 171 x 93

**JF289R**

Tapa para JF282R

**Almacenaje****VB408R**

Rejilla de almacenaje de tornillos de 1,5 – 2,0 – 2,4 mm para JF282R

**VB409R**

Rejilla de almacenaje de tornillos de 2,7 – 3,5 mm para JF282R

**LX002R**

Rejilla de almacenaje para agujas de Kirschner de hasta 150 mm
170 x 92 x 25 mm

**LX001R**

Rejilla de almacenaje para agujas de Kirschner de hasta 310 mm
315 x 195 x 60 mm



Osteosíntesis Veterinaria B. Braun

Miscelánea



Osteovit®

Código	Producto	Presentación
1028030	Osteovit 2 x 2 x1 cm	10 uds / caja
1028022	Osteovit 1,5 x 1,5 x0,5 cm	10 uds / caja
1028014	Osteovit 1 x 1 x1 cm	10 uds / caja



Cera ósea (Bone wax)

Código	Unidades	Producto
1029754A46	24	Cera ósea (Bone wax)



Sangustop

Código	Unidades	Producto
1069400	1	Sangustop 5x8 cm
1069500	4	Sangustop 5x8 cm
1069550	2	Sangustop 5x8 cm
1069600	4	Sangustop 5x8 cm



BoneBinder

Código	Unidades	Producto
VB302	10	Bonebinder 2,5 mm
VB303	10	Bonebinder 3,5 mm
VB304	10	Bonebinder 4,6 mm



B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01 | Telefax: 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@braun.com | www.bbraun-veterinaria.es

