



Dafilon®

Sutura monofilamento no absorbible

La suave 

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Dafilon®

Material de sutura no absorbible


LA SUTURA DE PIEL SUAVE, SEGURA Y RESISTENTE COSTE-EFECTIVA

- Superficie suave y lisa
- Paso suave y atraumático a través de los tejidos
- Buena resistencia tensil
- Buena histocompatibilidad
- Anudado seguro
- Calidad máxima para oftalmología (nailon)


INDICACIONES



Cierre de la piel



Oftalmología



Fijación de drenajes y catéteres

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poliamida (nailon)
Calibres	USP 11/0 – USP 5
Color	Azul, negro
Retención de la fuerza tensil	No absorbible



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Dafilon®		
Dafilon Blue 1 (4) HS30 DDP - 75 cm	C0935034	36
Dafilon Blue 0 (3,5) DS2 DDP - 75 cm	G0935379	12
Dafilon Blue 0 (3,5) DS24 DDP - 75 cm	C0935379	36
Dafilon Blue 0 (3,5) GS75 PEEL CE - 75 cm	C0932710	36
Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm	G0934020	12
Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm	C0934020	36
Dafilon Blue 2/0 (3) HS26 DDP - 75 cm	G0935964	12
Dafilon Blue 2/0 (3) 7HS26 DDP - 75 cm	C0935964	36
Dafilon Blue 2/0 HS26 - 90 cm	C0934968	36
Dafilon Blue 2/0 HS26 - 120 cm	G0930104	12
Dafilon Blue 2/0 (3) DS24 DDP - 75 cm	C0935360	36
Dafilon Blue 3/0 HS30 - 90 cm	G0934003	12
Dafilon Blue 3/0 (2) HS30 DDP - 90 cm	C0934003	36
Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm	C0935352	36
Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm	G0935352	12
Dafilon Blue 4/0 (1,5) DS24 DDP - 75 cm	G0935344	12

