



Monosyn® Quick

Sutura monofilamento
absorbible a corto plazo

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

La rápida



Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Monosyn® Quick

Material de sutura absorbible

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

MONOFILAMENTO CON RÁPIDA ABSORCIÓN

- Fácil manejo
- Absorción a corto plazo
- Alta resistencia del nudo a la tensión
- Excelente flexibilidad y capacidad de elongación
- Penetración atraumática en el tejido
- Ausencia de capilaridad para reducir el riesgo de infecciones

INDICACIONES



Sutura subcutánea e intradérmica



Ginecología



Urología



Cirugía dental

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poligliconato
Calibres	USP 6/0 – USP 1
Color	Sin teñir
Tiempo de absorción	~ 6 – 7 días
Retención de la fuerza tensil	~ 6 – 7 días 50%
Absorción completa del material	~ 56 días

Producto	Código	Caja
Monosyn® Quick		
Monosyn Quick UND 1 (4) HR48 (M) DDP - 90 cm	C0025088	36
Monosyn Qui UND 0 (3,5) HR30 (M) DDP - 70 cm	G0025295	12
Monosyn Quick UND 2/0 (3) DS24 (M) DDP - 70 cm	C0025013	36
Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR26 (M) DDP - 70 cm	C0025059	36
Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR37S (M) DDP - 90 cm	C0025071	36
Monosyn Qui UND 2/0 (3) HR30 (M) DDP - 70 cm	G0025294	12
Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	C0025037	36
Monosyn Quick UND 3/0 (2) HR26 (M) DDP - 70 cm	C0025058	36
Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm	G0025246	12
Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm	C0025246	36
Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	G0025037	12
Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) DRT18 (M) DDP - 70 cm	C0025313	36
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm	G0025052	12
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm	C0025052	36
Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) HR22 (M) DDP - 70 cm	G0025245	12
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	C0025036	36
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DS19 (M) DDP - 70 cm	C0025007	36
Monosyn Qui UND 5/0 (1) HR17 (M) DDP - 70 cm	G0025051	12
Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm	C0025024	36
Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm	G0025024	12

