



Monosyn®

Sutura monofilamento
absorbible a medio plazo

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

La elección de los veterinarios



Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Monosyn®

Material de sutura absorbible



EL REFERENTE EN CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS

- Amplio espectro de indicaciones
- Excelente seguridad en el nudo
- Para uso general en cirugía de tejidos blandos y suturas intradérmicas
- Amplia gama de combinaciones de hilos y agujas
- Buena capacidad de elongación

INDICACIONES



Ginecología



Urología



Tracto gastrointestinal



Piel y mucosas



Sutura subcutánea e intradérmica

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Poligliconato |
| Calibres | USP 7/0 – USP 2 |
| Color | Teñido, sin teñir |
| Tiempo de absorción | ~ 14 días |
| Retención de la fuerza tensil | ~ 14 días 50% |
| Absorción completa del material | ~ 60 - 90 días |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

| Producto | Código | Caja |
|--|----------|------|
| Monosyn® | | |
| Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm | G2022249 | 12 |
| Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm | C2022249 | 36 |
| Monosyn Violet 1 HS37S - 90 cm | C0022478 | 36 |
| Monosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm | C2022243 | 36 |
| Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm | G2022248 | 12 |
| Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm | C2022248 | 36 |
| Monosyn Violet 0 HS37s - 90 cm | C0022477 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm | G2022026 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm | C2022026 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 90 cm | G2022426 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 90 cm | C2022299 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm | G2022242 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm | C2022242 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 90 cm | C2022053 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm | G2022237 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm | C2022237 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm | C2022216 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm | G2022025 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm | C2022025 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 90 cm | G2022425 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HRC26 RCP - 70 cm | C2022305 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm | G2022236 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm | C2022236 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 90 cm | C2022072 | 36 |
| Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm | G2022204 | 12 |
| Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm | C2022204 | 36 |