



Novosyn®

Sutura multifilamento absorbible a medio plazo

La confiable 

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS




Novosyn®

Material de sutura absorbible


EXCELENTE AJUSTE DEL NUDO PARA SUTURAS FIABLES

- Seguridad en el nudo
- Buen anudado
- Mínima reacción inflamatoria

INDICACIONES



Ligaduras



Oftalmología



Ginecología



Urología



Cierre de la pared abdominal

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Multifilamento trenzado, recubierta
Composición química	Poliglactina 910
Recubrimiento	Poliglactina 370 + Esterato de calcio
Calibres	USP 8/0 – USP 2
Color	Violeta
Tiempo de absorción	~ 21 días
Retención de la fuerza tensil	~ 21 días 50%
Absorción completa del material	~ 56 – 70 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Novosyn®		
Novosyn Violet 2 (5) HS37S (M) DDP - 70 cm	C0068298	36
Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm	G0068297N1	12
Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm	C0068297N1	36
Novosyn Violet 1 HS37S RCP - 90 cm	C0068583N1	36
Novosyn Violet 1 HS37S - 120 cm	B0068632	24
Novosyn Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	G0068291N1	12
Novosyn Violet 0 HS26S - 120 cm	C0068610	36
Novosyn Violet 0 HRC26 - 70 cm	C0068343	36
Novosyn Violet 0 HS37S - 90 cm	C0068582N1	36
Novosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm	C0068291N1	36
Novosyn Violet 0 (3,5) HS37S (M) RCP - 70 cm	C0068296N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm	G0068242N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HS26 (M) RCP - 70 cm	C0068242N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	G0068290N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HS26S (M) RCP - 70 cm	C0068290N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 - 90 cm	C0068442	36
Novosyn Violet 2/0 HS26S - 90 cm	C0068440	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 - 120 cm	C0068957	36
Novosyn Violet 2/0 HS26S - 120 cm	C0068603	36
Novosyn Violet 2/0 HRC26 - 70 cm	C0068336N1	36
Novosyn Violet 2/0 HRC26S - 70 cm	C0068441	36
Novosyn Violet 2/0 HRC37 - 90 cm	G0068140N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	C0068042N1	36
Novosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm	C0068236N1	36
Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm	C0068241N1	36
Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm	G0068241N1	12
Novosyn Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C0068335N1	36