

ACCESORIOS DE ANESTESIA ROEDORES



Mascarillas de anestesia

- Gato/Roedores

	<u>TAMAÑO</u>	<u>Ø DIAFRAGMA</u>	<u>CÓDIGO</u>
<input type="radio"/> Pequeño	5,1 x 5,1 cm	2,5 cm	32393B5
<input type="radio"/> Mediano	5,7 x 9,2 cm	2,9 cm	32393B3
<input type="radio"/> Grande	9,5 x 9,2 cm	2,9 cm	32393B2



- Mascarillas para roedores

	<u>TAMAÑO</u>	<u>Ø DIAFRAGMA</u>	<u>CÓDIGO</u>
<input type="radio"/>	3,8 x 5,7 cm	1,9 cm	V7105B
<input type="radio"/>		1,4 cm	V710501
<input type="radio"/>		1,4 cm	V710502
<input type="radio"/>		1,1 cm	V710503
<input type="radio"/>		Recortar Ø deseado	32247B1



Circuitos respiratorios

Circuitos sin reinhalación (abierto) ***Pacientes < 5 kg***

- **Circuito MRJ con bolsa ½ l (T-Ayre)** **32359B6**



- **Circuito Mapelson C** **32359B2**
 - Animales muy pequeños (aves)
 - Casi sin espacio muerto



- **Circuito C-Pram** **V7104**
 - Animales pequeños
 - Coaxial para calentar el gas inhalado
 - Para roedores necesita mascarilla con diafragma



- **Circuito para roedores con mascarilla** **V1703**
 - Incluye mascarilla con diafragma



Filtro de evacuación de gases

- **Filtro Enviro-Pure, 6 unidades** **32373B10**
 - 12-15 horas de uso o incremento de 120 g de peso

