


# ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO

Una opción segura, fácil y cómoda para tu instrumental más sensible



- Ópticas y equipos con lúmenes largos
- Dispositivos plásticos termosensibles
- Equipos electrónicos
- Equipos con componentes mecánicos
- Instrumental delicado

Con un sistema seguro de microdosis para su uso en clínicas veterinarias




- Seguro para el operador y el medio ambiente
- El gas se elimina directamente a la atmósfera
- Bajo coste y alta eficiencia
- Solo 17,6 gr de óxido de etileno

# ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO



## AN-74ix

Equipo Anprolene® ampliado  
Capacidad para dispositivos largos (laparoscopia)  
82,6 x 35,6 x 52,1 cm



Combinación de sonda de purga y bolsa de esterilización:  
Elimina el aire antes de la esterilización y retira el óxido de etileno después del ciclo.



Código	Descripción
AN2330	Bolsa autosellantes 11,5cm x 23,5cm
AN2340	Bolsa autosellantes 17,0cm x 31,00cm
AN-4440	Silenciador para esterilizador ETO
AN74IX	Esterilizador Anprolene® largo 84l
EXHAUSTTUBING	Tubo extra para Anprolene 1m
SN7474	Sonda corta AN74i
AN1071	Humidichip® 25 uds
AN1072	Humiditube® unitario
AN79-16	Pack ETO 17,6 gr y bolsas 40L, 14 uds
AN85	Pegatinas indicadoras exposición 200 uds
AN87	Dosímetros Anprolene® 25 uds