



Catálogo instrumental Aesculap

MÁXIMA CALIDAD Y PRECISIÓN

ÍNDICE

Bisturís	5
Mangos de bisturí	6
Hojas de bisturí estériles	7
Pinzas disección	9
Pinzas de disección finas	10
Pinzas para microcirugía	10
Pinzas de disección	11
Pinzas quirúrgicas finas	12
Pinzas quirúrgicas	12
Pinzas atraumáticas De Bakey	13
Pinzas DUROGRIP®	14
Tijeras	15
Tijeras finas	16
Tijeras de disección	17
Tijeras de disección DUROTIP®	21
Tijeras para cortar puntos de sutura	23
Tijeras para vendajes y esparadrapos	24
Tijeras de disección Noir®	25
Pinzas	27
Pinzas de campo	28
Pinzas hemostáticas finas	29
Pinzas hemostáticas	31
Clamps intestinales suaves y elásticos ATRAUMATA®	34
Pinzas de sujeción para tejidos	36
Pinzas para órganos y tejidos	36
Pinzas para disección	37
Porta-agujas	39
Porta-agujas	40
Porta-agujas DUROGRIP®	42
Porta-agujas especial oftalmología	45
Separadores	47
Separadores	48
Separadores autorretentivos	49
Separadores autorretentivos especiales	50
Instrumentos auriculares para extraer cuerpos extraños	51
Instrumentos auriculares para extraer cuerpos extraños	52
Odontología	53
Exploración y diagnóstico dental	54
Espejos Abre boca	54
Pinzas dentales	55
Periodontología	56
Rascadores dentales	56
Escoplos Sondas periodontales	57
Exodoncia o extracción	58
Botadores o elevadores de raíces	58
Fórceps	60
Periostótomos Pinzas gubias	61
Accesorios cirugía maxilofacial	62
Tijeras para cirugía maxilofacial	62
Contenedor dental	63
Miscelánea	65
Batea riñonera	66
Gancho castración gatos	67
Índice de referencias	69

PORTADA

ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE

Bisturís



Mangos de bisturí

La máxima calidad del acero inoxidable Aesculap garantiza que sus mangos de bisturí sean un producto con una mayor resistencia y durabilidad, incluso después de mucho uso y largos ciclos de autoclavado.

MANGO DE BISTURÍ
No. 3
BB073R




1/1

MANGO DE BISTURÍ
No. 4
BB084R



1/1



Hojas de bisturí estériles*

Las hojas de bisturí Aesculap ofrecen la máxima seguridad y precisión gracias a la calidad de su acero y a su envasado individual estéril. Las hojas de bisturí Aesculap garantizan una incisión rápida, segura y muy precisa.

Hojas de bisturí para mango nº 3



1/1

1110910V

1110911V

1110912V

1110913V

1110915V

Hojas de bisturí para mango nº4



1/1

1110918V

1110920V

1110921V

1110922V

1110923V

1110924V

* Hojas estériles con tratamiento térmico al vacío. Unidad de venta: cajas de 100 u.

PORTADA

ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE

Pinzas disección



Pinzas de disección finas

Pinzas de disección especialmente indicadas para manipulación de órganos como vejiga, estómago y procedimientos quirúrgicos delicados en general.

MICRO-ADSON
con microplataforma 120 mm, 4^{3/4}"
BD220R



ADSON
120 mm, 4^{3/4}"
BD222R



Pinzas para microcirugía

Pinzas de disección finas atraumáticas para microcirugía. Disponibles en varias formas rectas y curvas. Ideal para cirugía palpebral y de la membrana nictitante.

BD301R - BD315R



BD301R 90 mm, 3^{1/2}"



BD302R 105 mm, 4^{1/8}"



BD303R 115 mm, 4^{1/2}"



BD304R 130 mm, 5^{1/8}"



BD305R 145 mm, 5^{3/4}"



BD311R 90 mm, 3^{1/2}"



BD312R 105 mm, 4^{1/8}"



BD313R 115 mm, 4^{1/2}"



BD314R 130 mm, 5^{1/8}"



BD315R 145 mm, 5^{3/4}"



1/1



Pinzas de disección

Pinzas de disección atraumáticas de tamaño medio-ancho para una sujeción firme y segura del tejido sin dañarlo. Ideal para manipulación muscular.

MEDIO-ANCHO
BD023R - BD029R

1/2




BD023R 115, 4 1/2"

BD025R 130 mm, 5 1/8"

BD027R 145 mm, 5 3/4"

BD029R 160 mm, 6 1/4"



1/1

Pinzas de disección atraumáticas curvas de tamaño medio-ancho especiales para acceder a tejidos difíciles.

MEDIO-ANCHO
BD035R - BD037R

1/2



BD035R 130 mm, 5 1/8"

BD037R 145 mm, 5 3/4"



1/1

Pinzas de disección atraumáticas estándar y básicas en cualquier sala de operaciones. Sus extremos finamente aserrados garantizan una excelente sujeción de la piel y el tejido subcutáneo.

ESTÁNDAR
BD043R - BD053R

1/2



BD043R 115 mm, 4 1/2"

BD045R 130 mm, 5 1/8"

BD047R 145 mm, 5 3/4"

BD049R 160 mm, 6 1/4"

BD050R 180 mm, 7"

BD051R 200 mm, 8"

BD052R 250 mm, 10"

BD053R 300 mm, 12"


1/1




Pinzas quirúrgicas finas

Delicadas y finas pinzas quirúrgicas. Muy ergonómicas y ligeras para un fácil manejo. Su terminación en diente de ratón permite una sujeción segura y firme del tejido delicado como el epiplón o mesenterio.


ADSON
120 mm, 4^{3/4}"
BD507R




MICRO-ADSON
120 mm, 4^{3/4}"
BD510R



ADSON
120 mm, 4^{3/4}"
BD511R



ADSON-BROWN
120 mm, 4^{3/4}"
BD700R



Pinzas quirúrgicas

Pinzas quirúrgicas de tamaño medio-ancho con terminación en diente de ratón. Disponible en diferentes tamaños y formas. Pinza estándar para tener siempre en el quirófano y sujetar los tejidos con la máxima seguridad.

MEDIO-ANCHO
BD527R - BD539R

1/2




BD527R 145 mm, 5^{3/4}"

BD533R 115 mm, 4^{1/2}"

BD535R 130 mm, 5^{1/8}"

BD537R 145 mm, 5^{3/4}"


BD539R 160 mm, 6^{1/4}"




Pinzas quirúrgicas

Micropinzas para anudar suturas con ramas redondas para permitir movimientos rotatorios entre los dedos.

Puntas: 0.5 mm
180 mm, 7"
FD286R - FD287R



ESTÁNDAR
BD552R - BD563R



Pinzas atraumáticas De Bakey

Pinzas para la disección atraumática de los tejidos durante la cirugía.

DE BAKKEY
Boca de 2 mm / 150 mm, 6"
FB400R



DE BAKKEY
Boca de 1,5 mm / 150 mm, 6"
FB411R




Pinzas DUROGRIP®

Las pinzas de disección atraumáticas DUROGRIP® incorporan placas insertadas de carburo de tungsteno. El carburo de tungsteno es un metal extraduro y hace que las pinzas tengan un mejor agarre y un menor desgaste, alargando mucho su vida útil. Todas las pinzas DUROGRIP® tienen 3 años de garantía.

Pinzas de disección atraumáticas DUROGRIP® especiales para cirugías delicadas del aparato digestivo y urinario.

ADSON
120 mm, 4^{3/4}"
BD151R


1/2



Pinzas de disección atraumáticas DUROGRIP® largas para fijar tejidos más profundos.

CUSHING
BD160R

1/2




CUSHING
BD160R
con raspador
180 mm, 7"

Pinzas de disección atraumáticas DUROGRIP® estándar. Sus ramas más finas favorecen la manipulación de los tejidos.

ESTÁNDAR
BD157R - BD154R - BD156R

1/2



BD157R
200 mm, 8"


BD154R
145 mm, 5^{3/4}"

BD156R
180 mm, 7"

Pinzas de disección atraumáticas DUROGRIP® de tamaño estándar para tener siempre disponibles en el quirófano.

ESTÁNDAR
BD164R - BD166R

1/2



BD164R
145 mm, 5^{3/4}"

BD165R
200 mm, 8"

BD166R
250 mm, 10"


Tijeras



Tijeras finas

Tijeras quirúrgicas finas con una excelente precisión de corte. Su tamaño medio es ideal para la especie felina.

110 mm, 4^{3/8}"
BC110R




1/1



1/2

Tijeras quirúrgicas finas con una excelente precisión de corte y una forma ligeramente angulada para una mayor comodidad y seguridad en el corte.

110 mm, 4^{3/8}"
lateralmente anguladas
BC117R



1/1




Microtijeras (con muelle) de ramas planas Castroviejo. Lateralmente anguladas, ideales para cirugía de córnea.

CASTROVIEJO
95 MM, 3^{3/4}"
OC485R - OC486R



1/2

OC485R




OC486R



1/1

Microtijeras (con muelle) con ramas planas y perfil cuadrado antideslizante para un manejo seguro. Especialmente indicadas para microcirugía, tanto ocular como vascular.

120 mm, 4^{3/4}"
FD012R - FD013R




1/2


FD012R



FD013R



1/1



1/1


Tijeras de disección

Tijeras quirúrgicas estándar que no pueden faltar en una clínica veterinaria. Sus puntas romas las hacen especialmente atraumáticas.

MODELO ESTÁNDAR
BC313R - BC317R



1/1




1/1

Tijeras quirúrgicas estándar. La versatilidad de sus puntas permiten seccionar tanto órganos como tejido muscular.

MODELO ESTÁNDAR
BC320R - BC330R



1/1



1/1


Tijeras de disección

Tijeras quirúrgicas estándar con las puntas afiladas para acceder mejor a los tejidos.

MODELO ESTÁNDAR
BC341R - BC346R



1/1




1/1

Las tijeras quirúrgicas y de disección Mayo están especialmente indicadas en cirugía veterinaria por su tamaño. De acero inoxidable Aesculap muy resistente y con un corte preciso, sobre todo en grandes estructuras. Ideal para seccionar línea alba.

MAYO
BC544R - BC557R



1/1



1/1

1/1

MAYO
190 mm, 7¹/₂"
BC562R



1/1




1/1

Tijeras de disección


Tijeras de disección especialmente indicadas para procedimientos quirúrgicos delicados.

Las tijeras de disección Metzenbaum, más ligeras que las Mayo, ofrecen mayor manejabilidad y son muy apreciadas por los cirujanos veterinarios para la disección de planos complicados.

METZENBAUM
BC601R - BC607R



1/1



1/1


Las tijeras de disección o de estrabismo y con puntas romas son aptas para la disección de tejidos delicados.

TIJERAS ESTRABISMO
BC164R




1/1

1/1





Tijeras de disección muy finas. Por el diseño de sus puntas están especialmente indicadas para vasos y tendones. Máxima precisión.

STEVENS
BC186R - BC187R



1/1

1/1




Tijeras de disección

Tijeras de disección especialmente indicadas para procedimientos quirúrgicos delicados.

Las tijeras de disección Mayo rectas y ligeramente curvadas son un clásico en cualquier quirófano. A la vez de permitir esa disección exquisita, su diseño curvado protege el resto de los tejidos.

MAYO
BC584R - BC589R



BC584R 165 mm, 6^{1/2}"




BC585R 200 mm, 8"



BC587R 165 mm, 6^{1/2}"



BC588R 200 mm, 8"





BC589R 210 mm, 8^{1/4}"

Tijeras de disección DUROTIP®

Las placas extra-duras de carburo de tungsteno incrustadas en las hojas de corte hacen que las tijeras DUROTIP® Aesculap tengan un corte nítido y constante. La dureza del carburo de tungsteno evita el desgaste de las tijeras alargando así su vida útil. Todas las tijeras DUROTIP® tienen 3 años de garantía.

Tijeras quirúrgicas DUROTIP® Aesculap con placas extraduras de carburo de tungsteno. Muy precisas en el corte. Su diseño angulado protege los tejidos circundantes.

145 mm, 5³/₄"
BC231R



Tijera quirúrgica de corte ondulado DUROTIP® Aesculap. El corte ondulado provisto en uno de los fijos de la tijera impide el deslizamiento del tejido o del material de sutura. Estas tijeras DUROTIP® con metal extraduro de carburo de tungsteno tienen 3 años de garantía.

145 mm, 5³/₄"
BC231W




Wellenschliff



W Corte ondulado que impide el deslizamiento del tejido o del material de sutura.

Tijeras de disección DUROTIP®

Tijeras de disección Mayo DUROTIP® Aesculap. Las incrustaciones de metal extraduro de carburo de tungsteno hacen de esta tijera un instrumento preciso y con un corte nítido y constante. Ideal para seccionar gruesos bloques de tejidos. 3 años de garantía.



Tijeras de disección Metzenbaum DUROTIP® Aesculap. Más finas y ligeras que las tijeras Mayo. Con placas de metal extraduro de carburo de tungsteno incrustadas en las hojas. Máxima resistencia y precisión. 3 años de garantía.



Tijeras para cortar puntos de sutura

Tijeras especialmente indicadas para cortar puntos de sutura. El diseño especial de sus hojas de corte hace de esta tijera el instrumento perfecto para quitar puntos de sutura de pequeños calibres.


SPENCER
90 mm, 3^{1/2"} / 115 mm, 4^{1/2"}
BC801R - BC802R




1/2

Tijeras especialmente indicadas para cortar puntos de sutura a partir del 2/0. De mayor tamaño que las tijeras Spencer.

LITTAUER
135 mm, 5^{1/4"}
BC803R



1/2



BC801R 90 mm, 3^{1/2"}



BC802R 115 mm, 4^{1/2"}

1/1

Tijeras curvadas para cortar puntos de sutura. El diseño especial de sus hojas y su forma ligeramente curvada facilitan la extracción de puntos de sutura más delicados.

NORTHBENT
120 mm, 4^{3/4"}
BC805R



1/2




1/1

Tijeras para vendajes y esparadrapos


Tijeras Lister para vendajes y esparadrapos.

LISTER
BC860R - BC863R


1/2




BC860R 115 mm, 4 1/2"



BC861R 140 mm, 5 1/2"



BC862R 180 mm, 7"



BC863R 200 mm, 8"

1/1

Tijeras Lister excéntricas para vendajes y esparadrapos.

LISTER EXCENTRIC
160 mm, 6 1/4"
BC876R

1/2



Tijeras universales con mango de plástico negro para vendajes y esparadrapos, de filos dentados. Esterilizables en autoclave hasta 143 °C (3 bar).

BC885R

1/2



Tijeras de disección Noir®

Para la disección gentil con poca fuerza. La combinación de la tecnología del reconocido injerto de tungsteno de Aesculap y el cubrimiento Aesculap Noir® para tijeras de precisión aportan los siguientes beneficios:

- Cubrimiento Noir®: superficie extremadamente dura para tejido resistente.
- Sin reflejo: no deslumbra con la luz de quirófano.
- Filo con corte muy preciso para ejercer el mínimo esfuerzo.
- Corte ondulado – previene del efecto slipping en el tejido.
- Modelos disponibles con puntas muy delicadas.



1/1

115 mm, 4 1/2"
BC257B



1/2



1/1

BABY-METZENBAUM
145 mm, 5 3/4"
BC259B



1/2

145 mm
5 3/4"

BC261B

180 mm
7"

BC263B

200 mm
8"

BC265B

180 mm
7"

BC271B

200 mm
8"

BC275B



1/1

METZENBAUM
BC261B / BC263B / BC265B
BC271B / BC275B



1/2

BC283B

BC284B



1/1

MAYO-LEXER
165 mm, 6 1/2"
BC283B / BC284B



1/2

PORTADA

ÍNDICE

Pinzas



Pinzas de campo

Pinza de campo disponible en 2 formatos: recto y curvado. Las pinzas de campo tipo "cangrejo" más usadas en la clínica veterinaria.

SCHAEDEL
85 mm, 3^{3/8}"
BF410R - BF411R

1/1



BF410R



BF411R



1/1

Pinza de campo Backhaus muy utilizada en el ámbito de las clínicas veterinarias. Su punta afilada permite una buena sujeción de las tallas. Disponible en 3 tamaños diferentes.


BACKHAUS
BF431R - BF433R




BF431R 90 mm, 3^{1/2}"



BF432R 110 mm, 4^{3/8}"



BF433R 135 mm, 5^{1/4}"



1/1

Pinzas hemostáticas finas

Pinzas hemostáticas pequeñas Baby-Mosquito (Hartmann) indicadas para técnicas hemostáticas delicadas.

Disponibles en formato recto y curvo, con y sin diente de ratón. Totalmente atraumáticas.

BABY-MOSQUITO (HARTMANN)
100 mm, 4"
BH104R - BH115R



1/2

BH104R



BH105R



BH114R



BH115R



1/1

Pinzas hemostáticas pequeñas Micro-Halsted para técnicas hemostáticas delicadas. Disponibles en formato recto y curvo, con y sin diente de ratón. Totalmente atraumáticas.

MICRO-HALSTED
125 mm, 5"
BH108R - BH119R



1/2

BH108R



BH109R



BH118R



BH119R



1/1

Pinzas hemostáticas pequeñas Halsted-Mosquito para técnicas hemostáticas delicadas. Pinzas estándar para tener siempre en un quirófano. Disponibles en formato recto y curvo, con y sin diente de ratón. Totalmente atraumáticas.

HALSTED-MOSQUITO
125 mm, 5"
BH110R - BH121R



1/2

BH110R



BH111R



BH120R



BH121R



1/1

Pinzas hemostáticas finas

Pinzas hemostáticas de tamaño medio para técnicas hemostáticas rutinarias. Disponibles en formato recto y curvo. Totalmente atraumáticas.

CRILE
140 mm, 5^{1/2}"
BH144R - BH145R



BH144R



BH145R



Pinzas hemostáticas finas con las ramas más largas. Disponibles en formato recto y curvo. Totalmente atraumáticas.

CRILE
160 mm, 6^{1/4}"
BH166R - BH167R



BH166R



BH167R




Pinzas hemostáticas

Pinzas hemostáticas con ramas más largas y anchas. Ideales para técnicas hemostáticas en ovariectomías de gatos y perros de todos los tamaños.

ROCHESTER-PEAN
BH442R - BH451R

1/2



BH442R 160 mm, 6¹/₄"



BH444R 185 mm, 7¹/₄"



BH446R 200 mm, 8"



BH448R 225 mm, 9"



BH450R 240 mm, 9¹/₂"


1/1



BH443R 160 mm, 6¹/₄"



BH445R 185 mm, 7¹/₄"



BH447R 200 mm, 8"



BH449R 225 mm, 9"



BH451R 240 mm, 9¹/₂"

1/1

Pinzas hemostáticas

Pinzas hemostáticas Kocher,
con diente de ratón en la punta.

KOCHER
BH612R - BH615R



1/2


BH612R 130 mm, 5 1/8"



BH614R 140 mm, 5 1/2"



BH615R 140 mm, 5 1/2"



Pinzas hemostáticas




Pinzas hemostáticas grandes para técnicas hemostáticas en vasos sanguíneos medianos-grandes. Disponibles en formato recto y curvo, con diente de ratón. Totalmente atraumáticas.

KOCHER-OCHSNER
BH642R - BH655R

1/2



1/1




1/1

Clamps intestinales, suaves y elásticos **ATRAUMATA®**

Clamps intestinales con las ramas suaves y elásticas, totalmente atraumáticas gracias a su exclusivo diseño. Disponibles en formato recto y curvo. Máxima seguridad en la sujeción de vísceras huecas.

DOYEN
Suaves y elásticas
EA130R - EA131R



1/2

EA130R 240 mm, 9 1/2"



EA131R 240 mm, 9 1/2"




1/1

Clamps intestinales, suaves y elásticos **ATRAUMATA®**

Clamps intestinales con las ramas suaves, totalmente atraumáticas gracias a su exclusivo diseño y muy elásticas. Disponibles en formato recto y curvo. Máxima seguridad.

KOCHER
Muy suaves y elásticas
EA202R - EA207R



EA202R 220 mm, 8^{3/4}"



EA204R 250 mm, 10"



EA206R 280 mm, 11"



EA203R 220 mm, 8^{3/4}"



EA205R 250 mm, 10"




EA207R 280 mm, 11"

1/1

Pinzas de sujeción para tejidos


Pinzas para tejido Baby-Allis con dientes ideales para sujetar la musculatura abdominal.

BABY-ALLIS
130 mm, 5^{1/8"}. 4x5 dientes
EA012R



Pinzas para tejido. Con dientes, romo.


BABY-ALLIS
155 mm, 6". 5x6 dientes, romo
EA016R




Pinzas para órganos y tejidos

Pinzas para órganos y tejidos. Agarre más suave y delicado. Sin dientes. Su amplia pala le confiere seguridad para el agarre de vísceras huecas.

ALLIS-THOMS
EA020R




BABCOCK
EA031R - EA032R



Pinzas Heywood-Smith largas. Ideal para secar con gasas.

HEYWOOD-SMITH
200 mm, 8"
AN710R





Pinzas para disección

Las pinzas de ligadura y disección GEMINI permiten manipular tejidos e hilos de sutura. Poseen ramas con una curvatura cercana al ángulo recto. Aptas para gran variedad de procedimientos quirúrgicos.

PINZA GEMINI
140 mm, 5 1/2"
BJ100R



PINZA GEMINI
230 mm, 9"
BJ104R



PORTADA

ÍNDICE

Porta-agujas




Porta-agujas

La calidad superior del acero Aesculap convierte a sus porta-agujas en los instrumentos más utilizados en el mundo de la clínica veterinaria. Máxima calidad con el mínimo desgaste. Excelente sujeción.

El modelo de porta-agujas más habitual en una clínica veterinaria. 3 tamaños. Muy manejables y ligeros.

MAYO-HEGAR
modelos medios finos
BM235R - BM237R



1/2

BM235R 150 mm, 6"



BM236R 180 mm, 7"



BM237R 200 mm, 8"



1/1

Porta-agujas Mathieu tipo pinzas para el cirujano que prefiera este diseño donde el muelle suelta directamente la aguja facilitando la sutura. Diseño ergonómico para un fácil manejo con un menor esfuerzo.

MATHIEU
BM360R - BM362R



1/2

BM360R 140 mm, 5 1/2"



BM361R 170 mm, 6 3/4"



BM362R 200 mm, 8"




1/1


Porta-agujas

Porta-agujas Hegar-Olsen con tijeras incorporadas para cortar la sutura directamente una vez terminado el punto. Prácticas y muy manejables.


HEGAR-OLSEN
BM290R - BM291R



BM290R 140 mm, 5^{1/2}"



BM291R 185 mm, 7^{1/4}"



1/1

Porta-agujas DUROGRIP®

Siendo uno de los instrumentos más utilizados en la práctica veterinaria, recomendamos adquirir siempre que sea posible un porta-agujas DUROGRIP® con insrustaciones de metal extra-duro de carburo de tungsteno que garantiza un mejor agarre y una durabilidad extra larga. Máxima calidad y precisión. 3 años de garantía. Los porta-agujas DUROGRIP® están específicamente diseñados según los diferentes tipos de calibres. Unas ramas lisas y 3 ramas con distintos perfiles garantizan un agarre seguro de cada tipo de aguja.

Porta-agujas Mathieu-Standard tipo pinzas. Diferentes tamaños y con filo dentado 0,5 mm. Material de sutura recomendado hasta 2/0. Máxima resistencia gracias a la dureza del carburo de tungsteno.

MATHIEU-STANDARD
BM149R - BM154R




1/1



BM149R 140 mm, 5 1/2"

BM151R 170 mm, 6 3/4"

BM154R 200 mm, 8"



RECOMENDAMOS USAR:

Ramas lisas DUROGRIP® para material de sutura:

9/0-11/0 – Aguja oftálmicas.

Ramas con filo dentado de 0,2 mm para material de sutura:

6/0-10/0- Aguja oftálmicas.

Ramas con filo dentado de 0,4 mm para material de sutura:

4/0-6/0 – Aguja menores a HS22 o similar.


Ramas con filo dentado de 0,5 mm para material de sutura:

Hasta 3/0 – Aguja menores a HS27 o similar.


Porta-agujas DUROGRIP®

Porta-agujas Hegar-Olsen con tijeras incorporadas y filo dentado 0,4 mm. Permite cortar la sutura sin necesidad de tijeras. Material de sutura recomendado 3/0-6/0. Máxima resistencia gracias a la dureza del carburo de tungsteno.

HEGAR-OLSEN
BM124R / BM128R




BM124R 170 mm, 6^{3/4}"



0,4

BM128R 145 mm, 5^{3/4}"




0,4

1/1

Porta-agujas DUROGRIP®

Porta-agujas Hegar-Mayo de hasta 300 mm de largo con filo dentado 0,5 mm. Modelo fuerte para resistir el uso continuado por parte del cirujano. Material de sutura recomendado hasta 2/0. Máxima resistencia gracias a la dureza del carburo de tungsteno.

HEGAR-MAYO
BM065R - BM069R




BM065R 150 mm, 6"




BM066R 180 mm, 7"



BM067R 205 mm, 8"




BM069R 300 mm, 12"




Porta-agujas Mathieu tipo pinzas. Modelo fuerte para resistir el uso continuado por parte del cirujano. Porta-agujas muy recomendado en el uso cotidiano en una clínica veterinaria. Filo dentado 0,5 mm. Material de sutura recomendado hasta 2/0. Máxima resistencia gracias a la dureza del carburo de tungsteno.

MATHIEU
modelo fuerte
BM156R




BM156R 200 mm, 8"



Porta-agujas especial oftalmología

Porta-agujas Castroviejo tipo pinza con filo liso. Material de sutura recomendado 9/0-11/0. Máxima resistencia y agarre gracias a la dureza del carburo de tungsteno. Ideal para cirugía de córnea.

CASTROVIEJO
BM001R



1/2


BM001R 145 mm, 5^{3/4"}

1/1

con boca
lisa

Porta-agujas Castroviejo tipo pinza con filo dentado 0,2 mm. Material de sutura recomendado 6/0-10/0. Máxima resistencia y agarre gracias a la dureza del carburo de tungsteno. Ideal para cirugía palpebral y vascular.

CASTROVIEJO
BM002R



1/2


BM002R 145 mm, 5^{3/4"}

1/1

0,2

Porta-agujas Castroviejo largo tipo pinza con filo dentado 0,2 mm. Material de sutura recomendado 6/0-10/0. Máxima resistencia y agarre gracias a la dureza del carburo de tungsteno.

CASTROVIEJO
BM005R



1/2

BM005R 215 mm, 8^{1/2"}

1/1

0,2

Porta-agujas especial oftalmología

Porta-agujas Hasley con filo liso.
Material de sutura recomendado
9/0-11/0. Máxima resistencia y agarre
gracias a la dureza del carburo de
tungsteno.

HALSEY
120 mm, 4^{3/4"}
BM010R

1/2



1/1
con boca
lisa

Porta-agujas Converse con filo
dentado 0,2 mm. Material de sutura
recomendado 6/0-10/0. Máxima
resistencia y agarre gracias a la dureza
del carburo de tungsteno.

CONVERSE
130 mm, 5^{1/8"}
BM011R

1/2



1/1
0,2



PORTADA

ÍNDICE

Separadores




Separadores

Una buena retracción puede ser la clave del éxito en determinadas cirugías como, por ejemplo, la cirugía abdominal.


Separador combinado con terminación tipo gancho y terminación roma. Ideal para campos muy pequeños donde el separador pueda molestar.

SENN-MILLER, 165 mm, 6¹/₂"
BT008R




Separador abdominal Gosset ideal para campos pequeños y cirugía en gatos

GOSSET
BV500R




Separador abdominal Farabeuf de tracción manual permitiendo visualizar mejor el campo.

FARABEUF, 150 mm, 6"
BT021R




Separador abdominal Gosset ideal para cirugía en perros.

GOSSET
BV505R




Separador abdominal Collin. Su pala es un poco mayor que el separador Farabeuf.

COLLIN, 150 mm, 6"
BT022R



Separador abdominal Balfour-Baby. Permite ampliar la visualización más craneal del campo. Ideal para campos pequeños y cirugía en gatos.

BALFOUR-BABY
BV601R



Separadores autorretentivos

Separadores autorretentivos con terminación tipo gancho. Diferentes tamaños. Máxima seguridad y fijación. Ideal en cirugía de la columna aunque permiten la apertura de cualquier campo.


Separador autorretentivo con terminación roma para tejidos más delicados o animales más pequeños. Ideal para piel. Diferentes tamaños.

WEITLANER
130 mm, 5 1/8" punta aguda
BV071R

WEITLANER
165 mm, 6 1/2" punta aguda
BV072R

WEITLANER
130 mm, 5 1/8" roma
BV074R


WEITLANER
165 mm, 6 1/2" roma
BV075R



Separadores costales imprescindibles para cirugía torácica tanto en toracotomías intercostales como esternotomías.

FINOCHIETTO
36 X 45 mm
FB802R

FINOCHIETTO
65 X 65 mm
FB804R



Separadores autorretentivos especiales

Separador autorretentivo De Bakey ideal para retracción de pequeñas articulaciones o en animales muy pequeños. Su forma curvada permite una retracción más profunda en la cirugía de los ligamentos cruzados.




El separador autorretentivo más versátil y usado en la clínica veterinaria. Útil en multitud de procedimientos quirúrgicos. En la hernia perineal veremos mejor las estructuras.

Separador autorretentivo Gelpi grande. Ideal para grandes estructuras.

DE BAKEY
100 mm, 4"
BV998R

GELPI
135 mm, 5 1/4"
BV996R

GELPI
175 mm, 7"
BV997R



PORTADA

ÍNDICE

Instrumentos auriculares para extraer cuerpos extraños



Instrumentos auriculares para extraer cuerpos extraños

HARTMANN
80 mm, 3¹/₈"
OF411R




1/1



1/1

Ideal para extraer espigas

80 mm, 3¹/₈"

1/2

HARTMANN
120 mm, 4³/₄"
OK245R



1/1

Ideal para extraer espigas

120 mm, 4³/₄"


1/2

MATHIEU
Pinza para cuerpos extraños
EF928R



1/1

Ideal para extraer espigas

190 mm, 7¹/₂"

1/2

PORTADA

ÍNDICE

Odontología



Exploración y diagnóstico dental

Espejos

- Imagen nítida sin reflejos
- Ideal para procedimientos diagnósticos, limpiezas dentales, etc...
- Mangos de plástico de color esterilizables hasta 240 °C
- Ergonómicos

MANGOS ESPEJO BUCAL

135 mm, 5 1/2"
DA090



1/1

135 mm, 5 1/2"
DA091



1/1

135 mm, 5 1/2"
DA092



1/1

135 mm, 5 1/2"
DA093



1/1



Ø 22 mm, DA026R
Ø 24 mm, DA027R

Abre boca

ABRE BOCA
125 mm
OM047R



1/1

Exploración y diagnóstico dental

Pinzas dentales

LISA
150 mm, 6"
DA240R



1/1

ESTRIADA
150 mm, 6"
DA241R



1/1

ESTRIADA / CON CIERRE
150 mm, 6"
DA271R



1/1

PINZA DENTAL PERRY
estriada 130 mm
DA204R



1/1

PINZA MICROSCOPIA
curva 90 mm
BD311R



1/1

Periodontología

Rascadores dentales

Para la limpieza de la placa dental por encima y por debajo de la encía

SUPRAGINGIVAL

CURETA
mango ergonómico azul
DB391R



1/1

SUBGINGIVAL

CURETA GRACEY
mango ergonómico azul oscuro
DB389R



1/1

CURETA M 23A
mango ergonómico verde
DB392R



1/1

CURETA
mango ergonómico negro 175 mm
DB350R



1/1

Periodontología

RASPADOR/ELEVADOR K1
DB850R



1/1

RASPADOR ERGOPERIO FREER
190 mm, DB025R



1/1

MICRO RASPADOR BUSER
DX301R



1/1

Escoplos

DISECTOR PERIODONTAL
EXTREMO DOBLE 175 mm
DB827R

Permiten remover la placa
más adherida a la superfi-
cie dental



1/2

Sondas periodontales

SONDA DENTAL
DOS PUNTAS 165 mm
DA870R



1/2

PERIODONTÓMETRO
160 mm, DB874R




1/2

Exodoncia o extracción

Botadores o elevadores de raíces

Permiten romper con facilidad el ligamento periodontal y realizar la extracción con mayor facilidad


BOTADOR RAÍCES
BEIN, 2mm
DL032R



1/1

GATOS

BOTADOR RAÍCES
BEIN, 3mm
DL033R



1/1

PERROS
PARA INCISIVOS


BOTADOR RAÍCES
BEIN, 4mm
DL034R



1/1

PERROS
PARA MOLARES

BOTADOR BARRY
DL421R



3/4

PERROS
PARA MOLARES

Exodoncia o extracción

BOTADOR RAÍCES
HEIDBRINK, 2 mm
DL011R



1/1

ELEVADOR RAÍCES
HYLIN recto, 3 mm
DL025R



1/1

ELEVADOR CURVADO
RAÍZ ancho, 4 mm
DL374R



1/1

Exodoncia o extracción

Fórceps

Permiten la extracción total del diente de una manera fácil y evitando su rotura

FÓRCEPS KLEIN RECTO
DK101R

PARA GATOS
E INCISIVOS DE PERRO

FÓRCEPS KLEIN ANGULADO
DK170R

PARA GATOS
E INCISIVOS DE PERRO

3/4



3/4



PINZA ASTILLAS STIEGLITZ
recta 140 mm
BD992R

**FORCEPS NIÑOS
SCHMIDT PIEZAS
SUPERIORES** DK122R

**FORCEPS NIÑOS
MOLARES SUPERIOR**
DK012R

**FÓRCEPS GUY
ABIERTO**
DH707R

FÓRCEPS GUY
DG101R

PARA ASTILLAS

PARA MOLARES Y PREMOLARES CANINOS
RECTOS



3/4




3/4



3/4



3/4



3/4

Exodoncia o extracción

FORCEPS NIÑOS
GRAY MOLARES
INFERIORES DK060R

FÓRCEPS
ANATÓMICA
DG733R

FÓRCEPS
ANATÓMICA abierto
DG413R

PARA MOLARES Y PREMOLARES CANINOS
ANGULADOS



3/4



3/4




3/4

Pinzas gubias

GUBIA CURVA LUER
150 mm
FO411R

1/1



Periostótomos

PERIOSTÓTOMO
WILLIGER, 140 mm
D0510R



1/1

PERIOSTÓTOMO
WILLIGER ancho
6x160 mm FK300R




1/1

Accesorios cirugía maxilofacial

ELEVADOR VASCULAR FREER

185 mm
OL165R



1/1

ALICATE GRAPAS-CORTAR ALAMBRE

160 mm
DP505R




3/4

Tijeras para cirugía maxilofacial

TIJERA ENCÍAS GOLDMAN-FOX CURVA


130 mm
D0251R



1/1

TIJERA DE ENCÍAS CURVA DUROTIP

130 mm
D0250R




1/1

Contenedor dental

CONTENEDOR DENTAL
312x190x46 mm
JN092



ESTERA SILICONA ANTIDESLIZANTE
250x240x1,5 mm
JF938



PORTADA

ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE

Miscelánea



Batea riñonera

Recipiente de acero inoxidable para el transporte de muestras, recogida de residuos orgánicos y como bandeja de curas.

RIÑONERA
250 mm, 10"
JG506R

1/2



Gancho castración gatos

GANCHO CASTRACIÓN GATOS

170 mm

VF225R

1/1



PORTADA

ÍNDICE

Índice de referencias

1110910V	7	BC330R	17	BD157R	14	BH119R	29
1110911V	7	BC341R	18	BD160R	14	BH120R	29
1110912V	7	BC343R	18	BD164R	14	BH121R	29
1110913V	7	BC344R	18	BD165R	14	BH144R	30
1110915V	7	BC345R	18	BD166R	14	BH145R	30
1110918V	7	BC346R	18	BD220R	10	BH166R	30
1110920V	7	BC544R	18	BD222R	10	BH167R	30
1110921V	7	BC545R	18	BD301R	10	BH442R	31
1110922V	7	BC547R	18	BD302R	10	BH443R	31
1110923V	7	BC554R	18	BD303R	10	BH444R	31
1110924V	7	BC555R	18	BD304R	10	BH445R	31
		BC557R	18	BD305R	10	BH446R	31
AN710R	36	BC562R	18	BD311R	10-55	BH447R	31
		BC584R	20	BD312R	10	BH448R	31
BB073R	6	BC585R	20	BD313R	10	BH449R	31
BB084R	6	BC587R	20	BD314R	10	BH450R	31
		BC588R	20	BD315R	10	BH451R	31
BC110R	16	BC589R	20	BD507R	12	BH612R	32
BC117R	16	BC601R	19	BD510R	12	BH614R	32
BC164R	19	BC602R	19	BD511R	12	BH615R	32
BC186R	19	BC604R	19	BD527R	12	BH642R	33
BC187R	19	BC605R	19	BD533R	12	BH643R	33
BC231R	21	BC606R	19	BD535R	12	BH644R	33
BC231W	21	BC607R	19	BD537R	12	BH645R	33
BC250R	22	BC801R	23	BD539R	12	BH646R	33
BC257B	25	BC802R	23	BD552R	13	BH647R	33
BC259B	25	BC803R	23	BD553R	13	BH648R	33
BC260R	22	BC805R	23	BD555R	13	BH649R	33
BC261B	25	BC860R	24	BD557R	13	BH650R	33
BC261R	22	BC861R	24	BD559R	13	BH651R	33
BC262R	22	BC862R	24	BD560R	13	BH652R	33
BC263B	25	BC863R	24	BD561R	13	BH653R	33
BC263R	22	BC876R	24	BD562R	13	BH654R	33
BC265B	25	BC885R	24	BD563R	13	BH655R	33
BC265R	22			BD700R	12		
BC271B	25	BD023R	11	BD992R	60	BJ100R	37
BC275B	25	BD025R	11			BJ104R	37
BC283B	25	BD027R	11	BF410R	28		
BC284B	25	BD029R	11	BF411R	28	BM001R	45
BC313R	17	BD035R	11	BF431R	28	BM002R	45
BC314R	17	BD037R	11	BF432R	28	BM005R	45
BC315R	17	BD043R	11	BF433R	28	BM010R	46
BC316R	17	BD045R	11			BM011R	46
BC317R	17	BD047R	11	BH104R	29	BM065R	44
BC320R	17	BD049R	11	BH105R	29	BM066R	44
BC321R	17	BD050R	11	BH108R	29	BM067R	44
BC323R	17	BD051R	11	BH109R	29	BM069R	44
BC324R	17	BD052R	11	BH110R	29	BM124R	43
BC325R	17	BD053R	11	BH111R	29	BM128R	43
BC326R	17	BD151R	14	BH114R	29	BM149R	42
BC327R	17	BD154R	14	BH115R	29	BM151R	42
BC328R	17	BD156R	14	BH118R	29	BM154R	42

Índice de referencias

BM156R	44	DK012R	60	JF938	63
BM235R	40	DK060R	61		
BM236R	40	DK101R	60	JG506R	66
BM237R	40	DK122R	60		
BM290R	41	DK170R	60	JN092	63
BM291R	41				
BM360R	40	DL011R	59	OC485R	16
BM361R	40	DL025R	59	OC486R	16
BM362R	40	DL032R	58		
		DL033R	58	OF411R	52
BT008R	48	DL034R	58		
BT021R	48	DL374R	59	OK245R	52
BT022R	48	DL421R	58		
				OL165R	62
BV071R	49	DO250R	62		
BV072R	49	DO251R	62	OM047R	54
BV074R	49	DO510R	61		
BV075R	49			VF225R	67
BV500R	48	DP505R	62		
BV505R	48				
BV601R	48	DX301R	57		
BV996R	50				
BV997R	50	EA012R	36		
BV998R	50	EA016R	36		
		EA020R	36		
DA026R	54	EA031R	36		
DA027R	54	EA032R	36		
DA090	54	EA130R	34		
DA091	54	EA131R	34		
DA092	54	EA202R	35		
DA093	54	EA203R	35		
DA204R	55	EA204R	35		
DA240R	55	EA205R	35		
DA241R	55	EA206R	35		
DA271R	55	EA207R	35		
DA870R	57				
		EF928R	52		
DB025R	57				
DB350R	56	FB400R	13		
DB389R	56	FB411R	13		
DB391R	56	FB802R	49		
DB392R	56	FB804R	49		
DB827R	57				
DB850R	57	FD012R	16		
DB874R	57	FD013R	16		
		FD286R	13		
DG101R	60	FD287R	13		
DG413R	61				
DG733R	61	FK300R	61		
DH707R	60	FO411R	61		

PORTADA


ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE



Escanea para consultar
el catálogo completo en:



B. Braun VetCare, S.A.U. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 935 65 61 65 | Fax 935 86 22 04
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

AESCULAP® - a B. Braun brand

MVET0661CAB
05/25

