



CARBON VET

MANTENIMIENTO DE LA NORMOTERMIA

Carbon Vet - manta térmica

PREVALENCIA DE HIPOTERMIA POSTANESTESIA




El 83,5 % de los perros anestesiados sufre hipotermia perioperatoria y en el **38,3 %** de estos la hipotermia es **moderada o grave**.¹



■ Normotermia 16,5 %
■ Hipotermia leve 51,5 %
■ Hipotermia moderada 29,3 %
■ Hipotermia grave 2,7 %



El 97,4 % de los gatos anestesiados sufre hipotermia perioperatoria y en el **72,8 %** de estos la hipotermia es **moderada o grave**.²



■ Normotermia 2,6 %
■ Hipotermia leve 26,5 %
■ Hipotermia moderada 60,4 %
■ Hipotermia grave 10,5 %

CONSECUENCIAS DE LA HIPOTERMIA PERIOPERATORIA³

- Lenta recuperación anestésica - alteración en la farmacocinética y farmacodinamia de las drogas anestésicas.
- Retraso de la cicatrización y/o infección de la herida - vasoconstricción periférica.
- Riesgo de shock, mala circulación.
- Aumento del riesgo de mortalidad.
- Molestias y temblores para el paciente.

1. Retrospective study of the prevalence of postanaesthetic hypothermia in dogs J.I. Redondo, P. Suesta, I. Serra, C. Soler, G. Soler, L. Gil, R. J. Gómez-Villamandos.

2. Retrospective study of the prevalence of postanaesthetic hypothermia in cats J. I. Redondo, P. Suesta, L. Gil, G. Soler, I. Serra, C. Soler.

3. Hipotermia perioperatoria Dr. William Baptista*, Dra. Karina Rando**, Dra. Graciela Zunini

CARBON VET – MANTA TÉRMICA DE FIBRA DE CARBONO

Máxima eficacia

- Distribución uniforme del calor gracias a la fibra de carbono de alta densidad.
- Su flexibilidad y suavidad proporciona máximo comodidad al paciente.

Fácil de usar

- En menos de 5 minutos alcanza su temperatura de funcionamiento.

Calentamiento seguro

- Transfiere temperatura por contacto y la superficie ultra plana no se calienta evitando riesgo de quemaduras.

Robustez

- Revestimiento con máxima resistencia a las mordeduras y arañazos de animales e impermeable.

Higiene

- Lavable con agua y jabón. Una vez seca, puede desinfectarse con alcohol.



Reduce la mortalidad perioperatoria, mejora las recuperaciones anestésicas y la convalecencia en hospitalización manteniendo la normotermia, de forma segura y eficiente con la manta térmica de fibra de carbono CARBON VET

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
MAT0354/24	Manta térmica Carbon Vet jaula	52x62 cm
MAT0352/24	Manta térmica Carbon Vet mesa	52x112 cm

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

