A photograph of a brown and black spotted dog, possibly a pit bull mix, looking up at a purple rope that is knotted at the top. The dog is wearing a brown collar with a metal buckle. The background is a light gray wall with a grid pattern. The floor is made of light-colored wooden planks. The overall scene is brightly lit.

Descubre
la extensa
variedad
de suturas
B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

El hilo perfecto para cada sutura







Nuestras recomendaciones B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE









El hilo perfecto para cada sutura

Nuestras recomendaciones B. Braun


| Indicación | Estructura del hilo | Código | Descripción |
|---|--|----------|--|
|  <p>Cirugía de tejidos blandos y parenquimatosos</p> | Monofilamento absorbible a medio plazo | C2022014 | Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR22, Racepack |
| | | G2022014 | |
| | | C2022025 | Monosyn® violet USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 70 cm, aguja: HR26, Racepack |
| | | G2022025 | |
|  <p>Sutura intradérmica</p> | Monofilamento absorbible a medio plazo | C2022204 | Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: DS19, Racepack |
| | | G2022204 | |
| | | C2022215 | Monosyn® violet USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 70 cm, aguja: DS24, Racepack |
| | | G2022215 | |
|  <p>Ligaduras</p> | Multifilamento trenzada absorbible a medio plazo | C0058409 | Novosyn® violet USP 1 (métrico: 4), longitud: 2 x 70 cm |
| | | G0058409 | |
|  <p>Cierre de la pared abdominal/línea alba</p> | Monofilamento absorbible a largo plazo | C2024037 | MonoPlus® violet USP 0 (métrico: 3,5), longitud: 70 cm, aguja: HR30, Racepack |
| | | G2024037 | |
| | | C2024058 | MonoPlus® violet USP 1 (métrico: 4), longitud: 70 cm, aguja: HR37S, Racepack |
| | | G2024058 | |
|  <p>Piel No absorbible</p> | Monofilamento no absorbible | C0935204 | Dafilon® blue USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 75 cm, aguja: DS19 |
| | | G0935204 | |
| | | C0935352 | Dafilon® blue USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: DS24 |
| | | G0935352 | |
|  <p>Oftalmología</p> | Multifilamento trenzada no absorbible | G0068615 | Novosyn® violet USP 8/0 (métrico: 0,4), longitud: 15 cm, aguja: DLM6 |



| Indicación | Estructura del hilo | Código | Descripción |
|--|--|----------------------|--|
|  Párpado | Monofilamento absorbible a medio plazo | C2022204 G2022204 | Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: DS19, Racepack |
|  Hernias | Monofilamento no absorbible | C3090041 G3090041 | Optilene® USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: HR26, Racepack |
|  Otohematoma | Monofilamento no absorbible | C0932655 G0932655 | Dafilon® blue USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: GS60 |
|  Cápsula articular | Monofilamento absorbible a largo plazo | C0024131 | MonoPlus® violet USP 2/0 (métrico: 3), longitud: 70 cm, aguja: HR17S |
|  Dental | Monofilamento absorbible a corto plazo | C0025052 | Monosyn® Quick undyed USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR17 |
|  Cirugía de tejidos blandos, parenquimatosos y cirugía dental | Monofilamento absorbible a medio plazo | C2022004 G2022004 | Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR17, Racepack |




ÁNGULOS DE CURVATURA



S 1/8 círculo
 V 1/4 círculo
 D 3/8 círculo
 H 1/2 círculo
 F 5/8 círculo

MÁS ÁNGULOS DE CURVATURA



DESCRIPCIÓN

| Ángulo de curvatura | Cuerpo | Punta | Longitud | Especial |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| S 1/8 círculo | G Cuerpo trapezoidal, microgravado (golf) y punta precisión | T Trocar | Distancia a lo largo de la aguja desde la punta hasta la cabeza, medida en mm. | f Aguja fina |
| V 1/4 círculo | R Cuerpo redondo | N Roma | | ff Aguja extrafina |
| D 3/8 círculo | S Triangular | S Cortante (tapercut) | | s Aguja reforzada |
| H 1/2 círculo | L Lanceta | C Micropunta cortante | | ss Aguja superior reforzada |
| F 5/8 círculo | | M Micropunta | | v Aguja <i>break-off</i> |
| G Recta | | MP Micropunta triangular (precisión) | | b Aguja negra |
| P Asintótica | | m Microaguja | | TO <i>Take-off</i> . Aguja extraíble. La aguja se puede separar del hilo de sutura mediante un tirón con el porta-agujas. |
| J Anzuelo | | mV Microaguja vascular | | |
| SK Esquí | | | | |

Ejemplo HRT 37s = 1/2 círculo. Aguja de cuerpo redondo reforzada, con punta trocar. Longitud 37 mm

Información técnica sobre el calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

Descubre la extensa variedad
de suturas B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Información técnica

Calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

PERROS



| | USP métrico | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| Piel | | | | | | | |
| Subcutáneo | | | | | | | |
| Mucosa | | | | | | | |
| Intestino delgado | | | | | | | |
| Colon | | | | | | | |
| Vejiga (infectada) | | | | | | | |
| Uréter/Uretra | | | | | | | |
| Útero | | | | | | | |
| Órganos parenquimatosos | | | | | | | |
| Ligadura ovárica | | | | | | | |
| Ligadura general | | | | | | | |
| Músculos | | | | | | | |
| Pared abdominal/línea alba | | | | | | | |
| Hernias | | | | | | | |
| Fascias | | | | | | | |
| Tendones | | | | | | | |
| Ligamentos | | | | | | | |
| Cápsula articular | | | | | | | |
| Cirugía ortopédica | | | | | | | |
| Vasos sanguíneos | | | | | | | |
| Nervios | | | | | | | |
| Dental | | | | | | | |
| Párpado | | | | | | | |

Recomendación

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



GATOS



| | USP métrico | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 |
| Piel | | | | | | | |
| Subcutáneo | | | | | | | |
| Mucosa | | | | | | | |
| Intestino delgado | | | | | | | |
| Colon | | | | | | | |
| Vejiga (infectada) | | | | | | | |
| Uréter/Uretra | | | | | | | |
| Útero | | | | | | | |
| Órganos parenquimatosos | | | | | | | |
| Ligadura ovárica | | | | | | | |
| Ligadura general | | | | | | | |
| Músculos | | | | | | | |
| Pared abdominal/línea alba | | | | | | | |
| Hernias | | | | | | | |
| Fascias | | | | | | | |
| Tendones | | | | | | | |
| Ligamentos | | | | | | | |
| Cápsula articular | | | | | | | |
| Cirugía ortopédica | | | | | | | |
| Vasos sanguíneos | | | | | | | |
| Nervios | | | | | | | |
| Dental | | | | | | | |
| Párpado | | | | | | | |

Información técnica

Calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

CABALLOS



| | USP métrico | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 5/0 1 | 4/0 1,5 | 3/0 2 | 2/0 3 | 0 3,5 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 5 7 |
| Piel | | | | | | | | | |
| Subcutáneo | | | | | | | | | |
| Mucosa | | | | | | | | | |
| Intestino delgado | | | | | | | | | |
| Colon | | | | | | | | | |
| Vejiga (infectada) | | | | | | | | | |
| Uréter/Uretra | | | | | | | | | |
| Útero | | | | | | | | | |
| Ligadura ovárica | | | | | | | | | |
| Músculos | | | | | | | | | |
| Pared abdominal/línea alba | | | | | | | | | |
| Hernias | | | | | | | | | |
| Fascias | | | | | | | | | |
| Tendones | | | | | | | | | |
| Ligamentos | | | | | | | | | |
| Cápsula articular | | | | | | | | | |
| Cirugía ortopédica | | | | | | | | | |
| Vasos sanguíneos | | | | | | | | | |
| Nervios | | | | | | | | | |
| Dental | | | | | | | | | |
| Párpado | | | | | | | | | |

Recomendación

ESCANEA ESTE CÓDIGO
 PARA MÁS INFORMACIÓN



Monosyn®

Sutura monofilamento absorbible a medio plazo

La elección de los veterinarios



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Monosyn®

Material de sutura absorbible

EL REFERENTE EN CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS

- Amplio espectro de indicaciones
- Excelente seguridad en el nudo
- Para uso general en cirugía de tejidos blandos y suturas intradérmicas
- Amplia gama de combinaciones de hilos y agujas
- Buena capacidad de elongación

INDICACIONES




Ginecología



Urología



Tracto
gastrointestinal



Piel
y mucosas



Sutura
subcutánea
e intradérmica

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Poligliconato |
| Calibres | USP 7/0 – USP 2 |
| Color | Teñido, sin teñir |
| Tiempo de absorción | ~ 14 días |
| Retención de la fuerza tensil | ~ 14 días 50% |
| Absorción completa del material | ~ 60 - 90 días |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|--|----------|------|
| Monosyn® | | |
| Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm | G2022249 | 12 |
| Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm | C2022249 | 36 |
| Monosyn Violet 1 HS37S - 90 cm | C0022478 | 36 |
| Monosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm | C2022243 | 36 |
| Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm | G2022248 | 12 |
| Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm | C2022248 | 36 |
| Monosyn Violet 0 HS37s - 90 cm | C0022477 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm | G2022026 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm | C2022026 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 90 cm | G2022426 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 90 cm | C2022299 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm | G2022242 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm | C2022242 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 90 cm | C2022053 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm | G2022237 | 12 |
| Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm | C2022237 | 36 |
| Monosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm | C2022216 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm | G2022025 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm | C2022025 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 90 cm | G2022425 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HRC26 RCP - 70 cm | C2022305 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm | G2022236 | 12 |
| Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm | C2022236 | 36 |
| Monosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 90 cm | C2022072 | 36 |
| Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm | G2022204 | 12 |
| Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm | C2022204 | 36 |



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Dafilon®

Sutura monofilamento
no absorbible

La suave 

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Dafilon®

Material de sutura no absorbible


LA SUTURA DE PIEL SUAVE, SEGURA Y RESISTENTE COSTE-EFECTIVA

- Superficie suave y lisa
- Paso suave y atraumático a través de los tejidos
- Buena resistencia tensil
- Buena histocompatibilidad
- Anudado seguro
- Calidad máxima para oftalmología (nailon)


INDICACIONES



Cierre
de la piel



Oftalmología



Fijación de drenajes
y catéteres

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Poliamida (nailon) |
| Calibres | USP 11/0 – USP 5 |
| Color | Azul, negro |
| Retención de la fuerza tensil | No absorbible |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|---|----------|------|
| Dafilon® | | |
| Dafilon Blue 1 (4) HS30 DDP - 75 cm | C0935034 | 36 |
| Dafilon Blue 0 (3,5) DS2 DDP - 75 cm | G0935379 | 12 |
| Dafilon Blue 0 (3,5) DS24 DDP - 75 cm | C0935379 | 36 |
| Dafilon Blue 0 (3,5) GS75 PEEL CE - 75 cm | C0932710 | 36 |
| Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm | G0934020 | 12 |
| Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm | C0934020 | 36 |
| Dafilon Blue 2/0 (3) HS26 DDP - 75 cm | G0935964 | 12 |
| Dafilon Blue 2/0 (3) 7HS26 DDP - 75 cm | C0935964 | 36 |
| Dafilon Blue 2/0 HS26 - 90 cm | C0934968 | 36 |
| Dafilon Blue 2/0 HS26 - 120 cm | G0930104 | 12 |
| Dafilon Blue 2/0 (3) DS24 DDP - 75 cm | C0935360 | 36 |
| Dafilon Blue 3/0 HS30 - 90 cm | G0934003 | 12 |
| Dafilon Blue 3/0 (2) HS30 DDP - 90 cm | C0934003 | 36 |
| Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm | C0935352 | 36 |
| Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm | G0935352 | 12 |
| Dafilon Blue 4/0 (1,5) DS24 DDP - 75 cm | G0935344 | 12 |





Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



MonoPlus®

Sutura monofilamento
absorbible a largo plazo

La duradera



MonoPlus®

Material de sutura absorbible

CUANDO LA SUTURA TIENE QUE SER DURADERA

- Perfil de degradación diseñado cuando se necesita un soporte de la herida prolongado
- Amplia gama de combinaciones aguja/hilo
- Anudado seguro
- Ausencia de capilaridad
- Atraumática
- Alta manejabilidad gracias a su flexibilidad

INDICACIONES



Cirugía ortopédica



Cirugía del tracto gastrointestinal



Cierre de la pared abdominal

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Poli (p-dioxanona) |
| Calibres | USP 7/0 – USP 2 |
| Color | Violeta |
| Tiempo de absorción | ~ 35 días |
| Retención de la fuerza tensil | ~ 35 días 50% |
| Absorción completa del material | ~ 180 – 210 días |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|--|----------|------|
| MonoPlus® | | |
| MonoPlus Violet 1 HS37s - 70 cm | G0024158 | 12 |
| MonoPlus Violet 1 HS37s - 90 cm | G0024116 | 12 |
| MonoPlus Violet 1 (4) HR37 (M) DDP - 90 cm | G0024448 | 12 |
| MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm | G2024187 | 12 |
| MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm | C2024187 | 36 |
| MonoPlus Violet 0 HS37s - 90 cm | G0024115 | 12 |
| MonoPlus Violet 0 (3,5) HS37S (M) DDP - 90 cm | C0024115 | 36 |
| MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M) RCP - 70 cm | G2024027 | 12 |
| MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M)RCP - 70 cm | C2024027 | 36 |
| MonoPlus Violet 0 (3,5) HRT37 (M) DDP - 90 cm | C0024517 | 36 |
| MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm | G2024186 | 12 |
| MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm | C2024186 | 36 |
| MonoPlus Violet 2/0 HS26s - 120 cm | G0024028 | 12 |
| MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm | G2024026 | 12 |
| MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm | C2024026 | 36 |
| MonoPlus Violet 2/0 (3) HRC26 (M) RCP - 70 cm | C2024306 | 36 |
| MonoPlus Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm | G2024990 | 12 |
| MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm | G0024185 | 12 |
| MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm | C0024185 | 36 |
| MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm | G2024025 | 12 |
| MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm | C2024025 | 36 |
| MonoPlus Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm | C2024305 | 36 |
| MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR22 (M) RCP - 70 cm | G2024134 | 12 |
| MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR26 (M) RCP - 70 cm | G2024024 | 12 |



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun


ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Optilene®

Sutura monofilamento no absorbible

La flexible



Optilene®

Material de sutura no absorbible

FLEXIBILIDAD PARA UN CONFORT EXCEPCIONAL

- Superficie suave y lisa
- Elevada y duradera fuerza tensil
- Excelentes propiedades de elasticidad y elongación
- Seguridad permanente en el anudado

INDICACIONES




Cirugía vascular



Sutura de tendones y cápsula articular



Cierre de la piel y de hernias



Oftalmología

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Polipropileno/Polietileno |
| Calibres | USP 10/0 – USP 2 |
| Color | Azul |
| Retención de la fuerza tensil | No absorbible |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|---|----------|------|
| Optilene® | | |
| Optilene RacePack 1 HS40 - 75 cm | G3090287 | 12 |
| Optilene RacePack 0 DS24 - 75 cm | C3090237 | 36 |
| Optilene RacePack 0 HR37 - 75 cm | C3090052 | 36 |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm | G3090270 | 12 |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm | C3090270 | 36 |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 90 cm | G3095958 | 12 |
| Optilene RacePack 2/0 HS26 - 120 cm | G3095959 | 12 |
| Optilene Racepack 2/0 HRC26 - 75 cm | C3090474 | 36 |
| Optilene RacePack 2/0 DS24 - 75 cm | G3090236 | 12 |
| Optilene RacePack 3/0 DS24 - 75 cm | C3090235 | 36 |
| Optilene Racepack 3/0 HRC26 - 75 cm | C3090473 | 36 |
| Optilene Racepack 3/0 HRC17 - 75 cm | C3090579 | 36 |
| Optilene RacePack 3/0 DS30 - 75 cm | C3090246 | 36 |
| Optilene RacePack 3/0 DSMP19 - 75 cm | C3090674 | 36 |
| Optilene RacePack 4/0 HR26 CV - 75 cm | C3090040 | 36 |
| Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm | G3090234 | 12 |
| Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm | C3090234 | 36 |
| Optilene Racepack 4/0 HS21 - 75 cm | C3090460 | 36 |
| Optilene RacePack 4/0 DS19 - 75 cm | C3090520 | 36 |
| Optilene RacePack 5/0 DS19 - 75 cm | G3090519 | 12 |
| Optilene RacePack 5/0 2XHR13 CV - 75 cm | C3090954 | 36 |



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Novosyn®

Sutura multifilamento absorbible a medio plazo

La confiable



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE




Novosyn®

Material de sutura absorbible


EXCELENTE AJUSTE DEL NUDO PARA SUTURAS FIABLES

- Seguridad en el nudo
- Buen anudado
- Mínima reacción inflamatoria

INDICACIONES



Ligaduras



Oftalmología



Ginecología



Urología



Cierre de la pared abdominal

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Estructura | Multifilamento trenzado, recubierta |
| Composición química | Poliglactina 910 |
| Recubrimiento | Poliglactina 370 + Esterato de calcio |
| Calibres | USP 8/0 – USP 2 |
| Color | Violeta |
| Tiempo de absorción | ~ 21 días |
| Retención de la fuerza tensil | ~ 21 días 50% |
| Absorción completa del material | ~ 56 - 70 días |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|--|------------|------|
| Novosyn® | | |
| Novosyn Violet 2 (5) HS37S (M) DDP - 70 cm | C0068298 | 36 |
| Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm | G0068297N1 | 12 |
| Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm | C0068297N1 | 36 |
| Novosyn Violet 1 HS37S RCP - 90 cm | C0068583N1 | 36 |
| Novosyn Violet 1 HS37S - 120 cm | B0068632 | 24 |
| Novosyn Violet 0 HS26s RCP - 70 cm | G0068291N1 | 12 |
| Novosyn Violet 0 HS26S - 120 cm | C0068610 | 36 |
| Novosyn Violet 0 HRC26 - 70 cm | C0068343 | 36 |
| Novosyn Violet 0 HS37S - 90 cm | C0068582N1 | 36 |
| Novosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm | C0068291N1 | 36 |
| Novosyn Violet 0 (3,5) HS37S (M) RCP - 70 cm | C0068296N1 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm | G0068242N1 | 12 |
| Novosyn Violet 2/0 (3) HS26 (M) RCP - 70 cm | C0068242N1 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm | G0068290N1 | 12 |
| Novosyn Violet 2/0 (3) HS26S (M) RCP - 70 cm | C0068290N1 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26 - 90 cm | C0068442 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26S - 90 cm | C0068440 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26 - 120 cm | C0068957 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HS26S - 120 cm | C0068603 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HRC26 - 70 cm | C0068336N1 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HRC26S - 70 cm | C0068441 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 HRC37 - 90 cm | G0068140N1 | 12 |
| Novosyn Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm | C0068042N1 | 36 |
| Novosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm | C0068236N1 | 36 |
| Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm | C0068241N1 | 36 |
| Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm | G0068241N1 | 12 |
| Novosyn Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm | C0068335N1 | 36 |



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Monosyn® Quick

Sutura monofilamento
absorbible a corto plazo

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

La rápida



Monosyn® Quick

Material de sutura absorbible

MONOFILAMENTO CON RÁPIDA ABSORCIÓN

- Fácil manejo
- Absorción a corto plazo
- Alta resistencia del nudo a la tensión
- Excelente flexibilidad y capacidad de elongación
- Penetración atraumática en el tejido
- Ausencia de capilaridad para reducir el riesgo de infecciones

INDICACIONES



Sutura subcutánea e intradérmica



Ginecología



Urología



Cirugía dental

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Estructura | Monofilamento, sin recubrir |
| Composición química | Poligliconato |
| Calibres | USP 6/0 – USP 1 |
| Color | Sin teñir |
| Tiempo de absorción | ~ 6 – 7 días |
| Retención de la fuerza tensil | ~ 6 – 7 días 50% |
| Absorción completa del material | ~ 56 días |



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



| Producto | Código | Caja |
|--|----------|------|
| Monosyn® Quick | | |
| Monosyn Quick UND 1 (4) HR48 (M) DDP - 90 cm | C0025088 | 36 |
| Monosyn Qui UND 0 (3,5) HR30 (M) DDP - 70 cm | G0025295 | 12 |
| Monosyn Quick UND 2/0 (3) DS24 (M) DDP - 70 cm | C0025013 | 36 |
| Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR26 (M) DDP - 70 cm | C0025059 | 36 |
| Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR37S (M) DDP - 90 cm | C0025071 | 36 |
| Monosyn Qui UND 2/0 (3) HR30 (M) DDP - 70 cm | G0025294 | 12 |
| Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm | C0025037 | 36 |
| Monosyn Quick UND 3/0 (2) HR26 (M) DDP - 70 cm | C0025058 | 36 |
| Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm | G0025246 | 12 |
| Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm | C0025246 | 36 |
| Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm | G0025037 | 12 |
| Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) DRT18 (M) DDP - 70 cm | C0025313 | 36 |
| Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm | G0025052 | 12 |
| Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm | C0025052 | 36 |
| Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) HR22 (M) DDP - 70 cm | G0025245 | 12 |
| Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DSMP19 (M) DDP - 70 cm | C0025036 | 36 |
| Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DS19 (M) DDP - 70 cm | C0025007 | 36 |
| Monosyn Qui UND 5/0 (1) HR17 (M) DDP - 70 cm | G0025051 | 12 |
| Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm | C0025024 | 36 |
| Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm | G0025024 | 12 |





Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



ELIGE UN COLOR



Visita nuestra web con contenidos actualizados sobre el cierre de heridas

VISITA NUESTRA WEB >>



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

MVET0630CAB
04/24